

# おうちで気軽に始めるオーラルケア 電動付歯ブラシ

ダブル植毛と超微細タタキ振動で



# NEW ハピカ

プラーク  
除去

歯ぐき  
マッサージ


対象年齢  
10歳～



**NEW ハピカ**  
ホワイト DB-5W  
ブルー DB-5B  
レッド DB-5R  
患者価格：680円(税別)

電源：DC1.5V  
毛の硬さ：ふつう  
振動：7,000回/分  
サイズ：全長178mm(ブラシ含)  
ヘッドサイズ：W11xD23xH17mm  
重量：約56g(乾電池含)  
主材料：ABS(本体)、PP(ブラシ柄部)  
付属品：ブラシ、単3乾電池  
電池寿命：アルカリ乾電池で約1カ月  
(1日2回3分程度ご使用の場合)

**ハピカ替ブラシ2個入**  
BRT-10T  
患者価格：400円(税別)



ブラシの交換時期を  
色で教えてくれる!



NEWハピカのブラシ毛は  
歯ぐきに優しい片側丸加工



たのしいはみがきはじめよう!

# すみっコぐらしハピカ

対象年齢  
3歳～



**すみっコぐらし ハピカ**  
ミントブルー DB-5BSG  
ピンク DB-5PSG  
患者価格：819円(税別)

電源：DC1.5V  
毛の硬さ：やわらかめ  
振動：7,000回/分  
サイズ：全長172mm(ブラシ含)  
ヘッドサイズ：W8xD19xH12mm  
重量：約56g(乾電池含)  
主材質：ABS(本体)、POM(ブラシ柄部)  
付属品：ブラシ、単3乾電池  
電池寿命：アルカリ乾電池で約1カ月  
(1日2回3分程度ご使用の場合)

**すみっコぐらしハピカ**  
替ブラシ2個入  
ミントブルー BRTS-7BSG  
ピンク BRTS-7PSG  
患者価格：437円(税別)

**安心安全**  
植毛はNEWハピカ、すみっコぐらしハピカ共に国内で行っています。

**日常生活防水**  
2か所のシリコンリングでしっかり防水します。JIS6等級相当(耐水型)

**単3電池内蔵**  
1日2回3分の使用で、アルカリ電池なら約1カ月使用可能です。

**プラスチック成型品**  
食品衛生法の規格基準に適合した、安全な樹脂を使用して成型しています。

※すみっコぐらしハピカのブラシは交換シグナル毛ではございません。  
毛先が開き始めた時、約1カ月を目安に交換してください。  
※本製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合がございます。

DAIEI Angel 大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897