

横型遠心鑄造機
ANGEL CASTER



標準価格 ¥158,000 (税別)
寸法：(回転時) φ385×H220mm
重量：5kg
付属品：●大ルツボ (1個) 小ルツボ (2個)
●円錐台 #1~#5 (各1個)
●ルツボアダプター
●リング #1~#5 (各1個)
●リング受皿 #1~#5 (各1個)

一般的名称 歯科技工用鑄造器関連器具
分類 クラスI
許可 / 届出番号 27B2X00306K00011

■95度になる二重振り子アームにより
初速 (遠心力) が倍加します。


■大・小2種類のルツボと
各種鑄造リングが付属しており
様々なケースに対応します。

関連製品



ステンレスリング

ステンレスリング大 C500 II型/ エンゼルキャスター型用	#1 φ25×45mm	#2 φ32×50mm	#3 φ40×55mm	#4 φ48×55mm	#5 φ57×60mm	#6 φ85×60mm	楕円 54mm×35mm ×45mm
ステンレスリングジュニア 小型鋳造機用	#1 φ25×35mm	#2 φ32×40mm	#3 φ40×40mm	#4 φ48×45mm	—	—	—
標準価格	¥1,000	¥1,200	¥1,350	¥2,000	¥2,500	¥5,600	¥2,300




※寸法表記(mm): 内径(φ)×高さ

(税別)

円錐台

サイズ	#1	#2	#3	#4	#5	#6	楕円
大	27mm	34mm	42mm	50mm	60mm	90mm	57mm×34mm
小	27mm	34mm	42mm	50mm	—	—	—
標準価格	¥2,100	¥2,200	¥2,400	¥2,700	¥2,900	¥4,500	¥2,900



※寸法表記(mm): 内径(φ)×高さ

※円錐部(湯だまり)の大きさが異なる2種類(大・小)をご用意しております。

(税別)


ルツボ

耐熱ルツボ・大 C500型・エンゼルキャスター用	¥3,300	耐熱ルツボ・小(2ヶ入) 小型遠心鋳造機 JUNIOR TYPE 用	¥3,800
-----------------------------	--------	--	--------

※内径寸法 大: 40mm 小: 30mm

※湯みち寸法 大: φ8mm 小: φ6mm

(税別)



キャストリボン

種類	タイプ I	幅 32mm×長 30mm×厚 1mm	¥2,800
	タイプ II	幅 42mm×長 30mm×厚 1mm	¥3,200
	タイプ 48	幅 48mm×長 30mm×厚 1mm	¥3,700
	タイプ 58	幅 58mm×長 30mm×厚 1mm	¥4,600
	タイプ I s	幅 32mm×長 30mm×厚 0.5mm	¥1,700
	タイプ II s	幅 42mm×長 30mm×厚 0.5mm	¥2,200

■柔軟性のあるロックウール素材を使用しています。

■適度な吸水性により、安定した埋没、鋳造を行うことができます。

(税別)



スプルーピンチューブ

大	φ1.8×100mm(内径φ1.4)27本入	¥2,800
中	φ1.5×100mm(内径φ1.25)30本入	¥2,800
細	φ1.2×100mm(内径φ0.9)33本入	¥2,800
組合せ	大・中・細 各10本30本入	¥2,800
特大	φ2.0×100mm(内径φ1.6)20本入	¥2,800
2.5mm	φ2.5×100mm(内径φ2.0)15本入	¥2,800



(税別)

パラメイト

■お湯に溶かして使用します。

■パラジウム合金の酸化皮膜を簡単に落とせます。

●NET.280g

標準価格 ¥2,300(税別)



DAIEI Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

お問い合わせ