


マウスガードの辺縁研磨用

# マウスガードポリッシャー

**特長** マウスガード(軟性レジン)のシート辺縁を軟らかいタッチで  
研磨でき、シリコンポイントのように毛羽立ちが起こりにくいです

**注意事項** 水溶性成分を含んでいますので、使用・保管には水分を避けて  
下さい



白色 形態修正用

緑色 仕上げ用

寸法 作業部 15mm×25mm

最高使用回転数 10,000rpm

医院価格 3,800 円 (形態修正用・仕上げ用各 1 本入り)

一般医療機器 歯科用研磨器材  
製造販売届出番号 27B3X00091000050

製造販売元 有限会社 デンタル・ウェーブ

発売元

**Angel** 大榮歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-17 TEL:06-6441-3332 FAX:06-6445-1276  
東京 TEL:03-5828-0024 名古屋 TEL:052-731-0610 福岡 TEL:092-473-7567