



ACKURETTA

オープンマテリアルシステムを採用した
プロフェッショナルグレードの3Dプリンター



Professional Grade 3D PRINTER

FreeShape 120

フリーシェイプ



完全なワークフローソリューションによる業務の効率化と、オープンマテリアルシステムで各社のレジンに対応。オートキャリブレーション（自動高さ補正）機能搭載。重合収縮が少なく、変形や歪みが少ないLCD方式。フリーシェイプは樹脂の硬化を完璧に制御し、それに伴う寸法安定性、そして高精度を提供します。



高い正確性と滑らかな表面仕上げ

フリーシェイプは、他社のどのLCDプリンタも匹敵しないレベルの精度と性能を約束します。高い精度、安定した性能、および最小限の後処理だけで済むような、滑らかな表面に仕上げます。

Open Material System

オープン・マテリアル・システムにより各社の材料が使用可能です。



フリーシェイプ120仕様

プリント方式	LCD方式
プリントエリア	120×68×140mm
解像度	47um
スライス厚み	25~100um
樹脂の波長	405nm
対応ソフトウェア	アルファ3D
キャリブレーション	自動補正
サイズ	250×210×320mm
重さ	9kg
電源	AC110-230V / 50-60Hz
ネットワーク	Wi-Fi、有線LAN対応

医療機器製造販売届出番号：13B2X00065000246

販売元

Angel 大榮 歯科 産業 株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町筋1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510c48F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

製造販売元



グローバルな視点で歯科を考える

リンカイ株式会社

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階
 TEL : 03-3359-4321 FAX : 03-3353-8403

www.rinkai-tokyo.co.jp

リンカイ

検索