

Thermoforming Machine

**DUAL FORMER II****最大 6 気圧での使用が可能な高精度の加圧形成**

マージンラインなどを忠実に再現し、精度の高いマウスガード・スプリントなどが製作出来ます。複数のシート材を積み重ねて、加圧形成する事も可能です。

**簡便な操作手順でスピーディな仕上がりの吸引形成**

サーキュレーターを内蔵し、瞬時に真空吸引を行う事が可能です。  
個人トレー・ベースプレート製作、シートワックスの圧接等に適しています。

標準価格 ¥248,000(税別)  
 本体寸法: W260×H380×D260  
 電源電圧: AC100V 50/60Hz  
 電力: 400w  
 本体重量: 10kg  
 安全装置: 異常加熱防止装置  
 加圧使用: 0.19~0.59MPa  
 吸引使用: 700mmHg

一般的名称 歯科技工用成型器  
 分類 クラスII  
 許可 / 届出番号 27B2X00303K00008

別売品  
 ●加圧ポット 標準価格 ¥12,000(税別)  
 ●模型固定用砂 (620g) 標準価格 ¥2,300(税別)

**DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.**

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

# 各種マウスガード材

## ●マウスガード材 丸型 Φ120mm (EVA製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005400	マウスガード材	透明	マウスガード ポジションナー	1.0mm	20枚	7,000
005401				1.5mm		8,200
005402				2.0mm	15枚	7,000
005403				3.0mm	10枚	6,200
005404				4.0mm	15枚	11,000
00541001	マウスガード材 カラー	蛍光赤	マウスガード ポジションナー	3.0mm	10枚	7,600
00541002		蛍光緑				
00541003		蛍光黄				
00541004		青				
00541005		黄				
00541006		黒				
00541007		白				
00541008		ピンク				
00541009		赤				
00541010		ミント				
00541011		金				
00541012		銀				
00541013		紺				
00541014		緑				
00541015		薄紫				
00541016		水色				
00541017		ワイルドレッド				
00541018		レゾナ				
005411	18色			3.0mm	18枚	13,680
0054201	マウスガード材 カラー コンビ	黄黒黄	マウスガード ポジションナー	3.0mm	3枚	6,500
0054202		白青白				
0054203		赤青赤				
005421		3種				
0054251	マウスガード材 カラー トリオ	黒赤金	マウスガード ポジションナー	3.0mm	3枚	6,900
0054252		青白赤				
0054253		赤緑青				
005426		3種				

歯科咬合用スプリント/クラスI / 13B2X00065000167

## ●個人トレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005461	※ 個人トレー材	ピンク	個人トレー ベース プレート	2.0mm	15枚	3,500
005462		透明		3.0mm	30枚	6,000
005463				10枚	4,200	
005465	個人トレー材 ハンドル	ピンク			50個	6,300
005466		透明				3,950
005467	個人トレー材接着剤				1本	2,300

※ 歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000173

### 関連材料

- フィニッシングリキッド  
マウスガードの表面仕上げ剤  
容量： 250ml 標準価格 ¥9,180 (税別)
- マウスガードケース  
マウスガードの形状に合わせたコンパクトなケース  
パール色 標準価格 ¥180 (税別)
- 減圧保管容器 標準価格 ¥2,800 (税別)

## ●マウスガード材 PO 角型 129×129mm (ポリカフィン製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005615	マウスガード材 PO レギュラー	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
005601				3.0mm		2,820
005602				4.0mm		2,940
005616	マウスガード材 PO ハード	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
005603				3.0mm		2,820
005604				4.0mm		2,940
005617				2.0mm		2,670
005605				3.0mm		2,820
005606				4.0mm		2,940
005618	マウスガード材 PO ハード	黒	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
005607				3.0mm		2,820
005608				4.0mm		2,940
005619				2.0mm		2,670
005609				3.0mm		2,820
005610				4.0mm		2,940
005620				2.0mm		2,670
005611				3.0mm		2,820
005612				4.0mm		2,940
005621				2.0mm		2,670
005613	3.0mm	2,820				
005614	4.0mm	2,940				

歯科咬合用スプリント/クラスI / 34B3X0004R20201

## ●スプリント材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	接着性	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005436	スプリント材 超硬質 ※①	有	口腔ザル スプリント 矯正装置 テンプラー	0.5mm	25枚	5,800
005435				0.75mm	20枚	6,500
005437				1.0mm	25枚	8,900
005438				1.5mm	30枚	14,400
005439				2.0mm	20枚	11,400
005432				3.0mm	10枚	8,700
005445	スプリント材 軟質 ※②	無	ナイトガード 硬質マウスガード	3.0mm	10枚	6,600
005452	スプリント材 ダブル ※③	無	口腔ザル スプリント等	2.0mm	10枚	9,200
005451				3.0mm		11,500
005453				4.0mm		12,500

歯科咬合用スプリント/クラスI / ※①13B2X00065000169  
※②13B2X00065000168  
※③13B2X00065000176

## ●コーピング材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)			
005470	コーピング材 軟質 ※①	乳白色	コーピング	0.45mm	40枚	4,300			
005474				0.65mm		5,500			
005471				青		0.80mm	6,600		
005478				乳白色		1.0mm	5,700		
005472		青		0.6mm		4,500			
005473		乳白色		0.8mm		5,500			
005475		コーピング材 硬質 ※②		乳白色					
005476									
005480	コーピング材スーパー	赤	スペーサー	0.1mm	100枚	6,300			

歯科印象トレー用レジン/クラスI / ※①13B2X00065000174  
※②13B2X00065000175

## ●ブリーチングトレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	接着性	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005500 ※①	ブリーチングトレー材 ハード	有	ブリーチング リテーナー	0.5mm	25枚	6,550
005501 ※②	ブリーチングトレー材 ソフト	無		1.0mm		6,550

歯科印象トレー用レジン/クラスI / ※①13B2X00065000172  
※②13B2X00065000171

( 2015.08 )