

Angel Scan Spray



200ml 入り
5,900 円 (税別)

薄い被膜で確実なスキャンが可能



ダブルスキャンテクニックやアバットメントなどにエンゼルスキャンスプレーを軽く拭きかけることで精密なスキャンを行なう事ができます。



- 特殊なノズルから3ミクロンの霧を吹き出し、薄い被膜を補綴物やワックスパターンなどに生成する事が可能です。
- エンゼルスキャンスプレーは洗浄で簡単に落とす事ができるので模型を汚さずステインテクニックのようなデリケートな工程も安心です。
- 特殊ノズルのおかげで手指が汚れる事ありません。



製品名：エンゼルスキャンスプレー
クラス分類：一般医療機器
一般的名称：歯科技工用光学印象採得補助材料
届出番号：27B2X00306DE0001

製造販売元

ANGEL 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中区千代田2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

販売店

