

Angel Lathe-D



High speed
Powerful torque

付属品

- ・バフホルダー（タケノコ）左右 各1
- ・固定金具
- ・スパナ
- ・六角レンチ

安全性を追求したネジ式ホルダー



ホルダーをネジ式にすることにより、使用中の緩みや脱落がなく、高速回転や強いトルクがかかった時にも安全に使用できます。

無段階変速でのスピード調節



回転を調節するツマミ目盛りを刻むことで、正確な回転を一目で確認できます。高回転で使用した場合にも余裕をもって操作できます。

掃除しやすいフラット式パネル



スタートスイッチ、ストップスイッチにフラットパネルを採用することで、お手入れがしやすく、異物の混入による故障を防ぎます。

仕様

■電源電圧	AC100V 50/60Hz
■消費電力	0.20kVA
■最高回転数	10,000rpm
■回転範囲	無段階 (0~10,000rpm)
■定格トルク	2kgfcm (10,000rpm)
■外形寸法	W300×D170×H198mm
■質量	約 9.6kg

標準価格

125,000円 (税別)

- ・販売名 エンゼルレーズ・ディー
- ・クラス分類 一般医療機器
- ・一般的名称 歯科技工用電気レーズ
- ・医療機器届出番号 27B2X00306M00002

別売品

- ・バフホルダー（タケノコ）左右 各1
- ・ディスクホルダー 左右 各1
- ・パーホルダー 左右 各1

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

関連商品


レーズ用ブラシ

UFO レーズブラシ

●種類：1列(豚毛)12入、2列(豚毛)12入、3列(豚毛)12入、4列(豚毛)12入

一般の名称：歯科用研磨器材	1列	標準価格	¥2,700(税別)	3列	標準価格	¥6,800(税別)
分類：クラスI	2列	標準価格	¥4,800(税別)	4列	標準価格	¥11,000(税別)
許可/届出番号：13B3X00108000021						

■木軸を採用したレーズブラシです。ブラシの密度が高く効率よく研磨ができます。



エンゼルレーズブラシ

●種類：1列(豚毛)12入、2列(豚毛)12入、3列(豚毛)12入

一般の名称：歯科用研磨器材	1列	標準価格	¥2,400(税別)
分類：クラスI	2列	標準価格	¥4,200(税別)
許可/届出番号：27B2X00306A00001	3列	標準価格	¥5,300(税別)

■プラスチック軸を採用しており空転が少なくスムーズにお使いいただけます。



エンゼルナイロンブラシ

一般の名称：歯科用研磨器材	2列	標準価格	¥1,000(税別)
分類：クラスI	3列	標準価格	¥1,200(税別)
許可/届出番号：27B3X00027000028			

■研磨剤入りナイロン繊維ブラシ。高い植毛技術により最後までしっかり使えます。



エンゼルチャモイスブラシ・ホイール

一般の名称：歯科用研磨器材	2列	標準価格	¥1,200(税別)
分類：クラスI	3列	標準価格	¥1,400(税別)
許可/届出番号：27B3X00027000028	ホイール	標準価格	¥1,000(税別)

■**鹿革ブラシ**：コシのある鹿革をブラシ状にすることでデンチャーの歯頸部や細かい形状もスムーズに研磨できます。

■**鹿革ホイール**：綿バフのようにばらけることなく光沢面仕上げができます。



レーズ用研磨砂

火山灰研磨材 エンゼルVポリッシュ

●粗目：粒径 250 μ m 750g ●細目：粒径 70 μ m 750g ●細々：粒径 30 μ m 750g

一般の名称：歯科用研磨器材	粗目、細目	標準価格	¥1,800(税別)
分類：クラスI	細々	標準価格	¥2,400(税別)
許可/届出番号：27B2X00306D00002			

■シリカを主成分とした研磨材。

■独立気泡が有した多孔質の粒体で親水性が高い。

■比重が小さく軽量。同じ重量でも容量が多い。

■研磨材表面に鋭利な突起が無く研磨物に細かなキズを付けずに短時間で研磨が完了します。



研磨・艶出し剤

マルチブルー

●500g 標準価格 ¥3,700(税別)

一般の名称：歯科用研磨器材
分類：クラスI
許可/届出番号：27B2X00306D00001

■金属、レジン研磨用、万能艶出し研磨剤。研磨、艶出しが短時間でできます。



Angel 大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6446-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

お問い合わせ