


DAIEI  
*Angel*

歯科用寒天印象材カートリッジタイプ

アクアロイド

AQUA<sup>A</sup>LOID



定価：4,800円(税別)  
48本入り 1本あたり1.7ml

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.



アクアロイドのすぐれた物性で新しい連合印象を体感してください。

## アクアロイド4つの特長

### 💧 強力な弾力性と流動性は正確な印象採得を可能にしました

優れた流動性はマージンラインやポストの奥まで印象材を流し込み、硬化後の強力な弾力性で複雑なポストも撤去時にちぎれにくくなっています。

### 💧 立体感や付着物の把握しやすい色調

青い色調で血液の付着や切削した金属片の付着などひと目で分かり、マージン部の把握もしやすい鮮やかな青色です。

### 💧 アルギン酸塩印象材との良好な接着性

寒天にアルギン酸を配合しアルギン酸塩系の印象材との接着性が良好で連合印象に最適です。

### 💧 石膏に優しい物性

超硬石膏、硬石膏を流しても印象材で石膏面を荒らすことはなく緻密な印象を石膏に再現します。

製造販売元

株式会社クラーク

埼玉県八潮市柳之屋敷通 223 番地 2 TEL.048-994-1825

販売元

**ANGEL 大榮 歯科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510E'M8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

一般的名称	歯科用寒天印象材
クラス分類	クラスⅡ 管理医療機器
医療機器認証番号	219ADBZX00070000
内容量	48本入り 1本あたり1.7ml