


横型遠心鑄造機 **ANGEL CASTER**



標準価格 ¥158,000 (税別)

寸法: (回転時) $\phi 385 \times H220mm$

重量: 5kg

付属品: ●大ルツボ (1個) 小ルツボ (2個)

●円錐台 #1~#5 (各1個)

●ルツボアダプター

●リング #1~#5 (各1個)

●リング受皿 #1~#5 (各1個)

一般的名称 歯科技工用鑄造器関連器具

分類 クラスI

許可/届出番号 27B2X00306K00011


■95度になる二重振り子アームにより
初速 (遠心力) が倍加します。

■大・小2種類のルツボと
各種鑄造リングが付属しており
様々なケースに対応します。

ステンレスリング

ステンレスリング 大 C500 II 型 / エンゼルキャスター型用	#1 φ 25×45mm	#2 φ 32×50mm	#3 φ 40×55mm	#4 φ 48×55mm	#5 φ 57×60mm	#6 φ 85×60mm	楕円 54mm×35mm ×45mm
ステンレスリング ジュニア 小型鋳造機用	#1 φ 25×35mm	#2 φ 32×40mm	#3 φ 40×40mm	#4 φ 48×45mm	—	—	—
標準価格	¥1,000	¥1,200	¥1,350	¥2,000	¥2,500	¥5,600	¥2,300


※寸法表記 (mm): 内径 (φ)× 高さ (税別)



円錐台

サイズ	#1	#2	#3	#4	#5	#6	楕円
大	27mm	34mm	42mm	50mm	60mm	90mm	57mm×34mm
小	27mm	34mm	42mm	50mm	—	—	—
標準価格	¥2,100	¥2,200	¥2,400	¥2,700	¥2,900	¥4,500	¥2,900


※寸法表記 (mm): 内径 (φ)× 高さ (税別)
※円錐部 (湯だまり) の大きさが異なる 2 種類 (大・小) をご用意しております。



ルツボ

耐熱ルツボ・大 C500 型・エンゼルキャスター用	¥3,300	耐熱ルツボ・小 (2 ケ入) 小型遠心鋳造機 JUNIOR TYPE 用	¥3,800
------------------------------	--------	--	--------

※内 径 寸 法 大: 40mm 小: 30mm (税別)
※湯みち寸法 大: φ 8mm 小: φ 6 mm



キャストリボン

種類	タイプ I	幅 32mm× 長 30m× 厚 1mm	¥2,800
	タイプ II	幅 42mm× 長 30m× 厚 1mm	¥3,200
	タイプ 48	幅 48mm× 長 30m× 厚 1mm	¥3,700
	タイプ 58	幅 58mm× 長 30m× 厚 1mm	¥4,600
	タイプ I s	幅 32mm× 長 30m× 厚 0.5mm	¥1,700
	タイプ II s	幅 42mm× 長 30m× 厚 0.5mm	¥2,200

■柔軟性のあるロックウール素材を使用しています。 (税別)
■適度な吸水性により、安定した埋没、鋳造を行うことができます。



スプルーピンチューブ

大	φ 1.8×100mm(内径 φ 1.4)27 本入	¥2,800
中	φ 1.5×100mm(内径 φ 1.25)30 本入	¥2,800
細	φ 1.2×100mm(内径 φ 0.9)33 本入	¥2,800
組合せ	大・中・細 各 10 本 30 本入	¥2,800
特大	φ 2.0×100mm(内径 φ 1.6)20 本入	¥2,800
2.5mm	φ 2.5×100mm(内径 φ 2.0)15 本入	¥2,800

(税別)



パラメイト

■お湯に溶かして使用します。
■パラジウム合金の酸化皮膜を簡単に落とせます。
●NET.280g
標準価格 ¥2,300(税別)

