

大栄歯科産業(株)サンドブラスター用研磨材

材質	名称	用途	対象機種	標準価格(税別)
ガラスビーズ	 サンド荒	クリストバライト系埋没材除去 リン酸塩系埋没材除去 循環用 粒径 約 400 μ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	680 g 2,500円
	 サンド細	クリストバライト系埋没材除去 循環用 粒径 約 140 μ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	820 g 2,500円
	 #G-12	クリストバライト系埋没材除去 循環用 粒径 約 140 μ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	3 kg 4,400円
	 メタル用	メタル表面のガラスビーズ研磨 デンチャーの石膏除去 プレスセラミックスの掘り出し 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	150 g \times 15 袋 6,500円
	 #G-32	メタル表面のガラスビーズ研磨 デンチャーの石膏除去 プレスセラミックスの掘り出し 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	4 kg 4,400円
アルミナ	 #A-10	リン酸塩系埋没材除去 金属床酸化皮膜処理 循環用 粒径 約 110 μ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	3 kg 4,400円
	 陶材用	メタルボンド金属表面アルミナ処理 CAD/CAM冠の内面処理 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	150 g \times 15 袋 6,500円
	 #A-22	メタルボンド金属表面アルミナ処理 CAD/CAM冠の内面処理 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	4 kg 4,400円
カーボランダム	 #360	リン酸塩系埋没材除去 金属床酸化皮膜処理 循環用 粒径 約 200 μ m	サンデックスV	3 kg 4,400円

* 循環用：作業BOX内で研磨材が循環する
加圧用：使い切りの研磨材を補充して使用する

サンドブラスター用研磨材の使い分け方法

金属床の酸化皮膜の表面処理

種類	商品名	対応機種
カーボランダム	#360	サンデックスV
アルミナ	#A-10	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.

リン酸塩系埋没材から鋳造物の掘り出し

種類	商品名	対応機種
アルミナ	#A-10	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.
ガラスビーズ	サンド荒	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.

クリストバライト系埋没材から鋳造物の掘り出し

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	サンド荒	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.
ガラスビーズ	サンド細	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.
ガラスビーズ	#G-12	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.

金属表面を光らせる

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	メタル用	サイクルⅡ・Ⅲ
ガラスビーズ	#G-32	サイクルⅡ・Ⅲ

デンチャーの細かな部分に付着した石膏を除去 (エア圧0.3Mpa以下)

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	メタル用	サイクルⅡ・Ⅲ
ガラスビーズ	#G-32	サイクルⅡ・Ⅲ

プレスセラミックスの掘り出し

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	メタル用	サイクルⅡ・Ⅲ
ガラスビーズ	#G-32	サイクルⅡ・Ⅲ

メタルボンド用フレームの表面処理

種類	商品名	対応機種
アルミナ	陶材用	サイクルⅡ・Ⅲ
アルミナ	#A-22	サイクルⅡ・Ⅲ

CADCAM冠の内面処理

種類	商品名	対応機種
アルミナ	陶材用	サイクルⅡ・Ⅲ
アルミナ	#A-22	サイクルⅡ・Ⅲ

*サイクルⅡ = サイクルジュニアⅡ
 サイクルⅢ = サイクルジュニアⅢ
 サイクルJr. = サイクルブラスターJr.

DAIEI
Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-2-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897