



FILEX POLISHING SERIES

フレックスポリッシングシリーズ

ラボサイド
研磨動画



チェアサイド
研磨動画



ラボサイド

エンゼルホワイトバー

ジルコニア素材の為、摩擦熱が少なく目詰まりが起りにくいので、軟質樹脂をサクサク効率よく切削する事ができます。

一般医療機器 歯科用研磨器材
届出番号:27B2X00306W00001

標準価格:各種 ¥3,000



Z1 (砲弾型)
Z2 (コーン型)
Z3 (ロング)
Z4 (ポイントッドショート)
Z5 (ラウンデッドショート)

フレックスコーン

中研磨用ミディアムハードシリコンポリッシャー。熱の発生を抑え、研削後の面が粗くならないので、光沢研磨の時間を短縮できます。

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材
届出番号:27B2X00041000218

標準価格: ¥OPEN



※マンドレルは別売になります。

フレックスタスクホイール

片面がシリコンでコーティングされているソフトなモスリンパフ。消耗時に取り外し可能なリングは長く使用でき、経済的です。

一般医療機器 歯科用研磨器材
届出番号:27B2X00041000219

標準価格: 各種 ¥OPEN



エンゼルVポリッシュ (細目)

火山灰を主成分とし、短時間で滑沢に仕上がります。フレックスタスクホイールとの相性も◎です。

一般医療機器 歯科用研磨器材
届出番号:27B2X00306D00002

750g
標準価格: ¥1,800



フレックスフェザーパフ

ふわふわで超軟質素材の為、柔らかい軟性樹脂表面にも傷を付けず、優しいタッチで滑沢に仕上がります。また、弊社研磨材との馴染みも抜群です。

2.5インチ 標準価格: ¥OPEN 3インチ 標準価格: ¥OPEN

一般医療機器 歯科用研磨器材
届出番号:27B2X00306D00003



フレックスシャインプロ

熱可塑性樹脂専用の研磨材。フレックスフェザーパフと併用する事で面が滑沢になります。

一般医療機器 歯科用研磨器材
届出番号:27B3X00139000088

80g 標準価格: ¥OPEN
200g 標準価格: ¥OPEN



鏡面研磨

チェアサイド

エンゼルホワイトバー

フレックスパイラルホイールキット

柔軟性のある樹脂製ブラシで風を巻き込む形状の為、研磨熱の発生を防げます。熱可塑性樹脂専用設計で短時間で3段階の研磨ができます。耐熱温度135℃で滅菌可能です。

一般医療機器 歯科用研磨器材 届出番号:27B2X00041000223

3本入り
標準価格: ¥OPEN

中研磨 中光沢研磨 光沢研磨



フレックスシャインプロペースト

油分を多く配合しており、ハンドピース作業でも焼き付けが起りにくい為スムーズで滑沢な研磨が可能です。

一般医療機器 歯科用研磨器材
届出番号:27B3X00139000089

標準価格: ¥OPEN



形態修正



中研磨



砂研磨



仕上研磨



鏡面研磨



形態修正



中研磨



仕上研磨



※HP/パフは別売になります。