


ペーパー研磨不用の特殊合成繊維研削材

# DENTURE POLISHER


デンチャー ポリッシャー HP

スルフォン床、チタン、アクリルレジン床、コバルトクロム合金、パラなど広い分野での粗、中、研削作業が可能です。




【特長】 特殊合成繊維が研磨時に発生する粉じんを押さえて、しかも大小のキズまで素早く取り除き**ペーパー研磨を不用**にし短時間で従来通りの光沢度を約束致します。

## 【使用方法】



【使用上の注意】 適正回転数は6000rpm以下です。  
切削、研磨に際して、眼の損傷を防ぐため防護眼鏡を使用し、粉塵など吸入しないように注意して下さい。

## 【規格】



一般医療機器 届出番号13B3X00108000601