

マウスガード用シート 丸型

MOUTH GUARD MATERIAL ROUND EVA MADE

マウスガード材 透明 丸型 (φ120mm) EVA 製

- 衝撃吸収性に優れた EVA 素材です。
- 矯正用やマウスガード用としてお使い頂けます。

●寸法	丸型 (φ120)	一般的名称	歯科用咬合スプリント
●ショア硬度	60	分類	クラスI
●圧接操作温度範囲	80 ~ 120℃	許可/届出番号	13B2X00065000167


1.0mm	20 枚入	標準価格 ¥7,000 (税別)
1.5mm	20 枚入	標準価格 ¥8,200 (税別)
2.0mm	15 枚入	標準価格 ¥7,000 (税別)
3.0mm	10 枚入	標準価格 ¥6,200 (税別)
4.0mm	15 枚入	標準価格 ¥11,000 (税別)

MOUTH GUARD MATERIAL ROUND EVA MADE

マウスガード材 カラー 丸型 (φ120mm) EVA 製

- 衝撃吸収性に優れた EVA 素材です。
  - スポーツマウスガード用としてお使い頂けます。
- ※寸法他のスペック、薬事表記はマウスガード材 透明に同じ

カラー単色 (18 種)



カラーコンビ (3 種)



カラートリオ (3 種)



カラー単色 / 全 18 種	
3.0mm 10 枚入	標準価格 ¥7,600 (税別)
カラー組合せ / カラー単品各種 1 枚入	
3.0mm 18 枚入	標準価格 ¥13,680 (税別)
カラーコンビ / 全 3 種・各種組合せ	
3.0mm 3 枚入	標準価格 ¥6,500 (税別)
カラートリオ / 全 3 種・各種組合せ	
3.0mm 3 枚入	標準価格 ¥6,900 (税別)

RELATED MATERIAL

関連材料

- フィニッシンググリキッド  
マウスガードの表面仕上げ剤  
天然ユーカリオイルを使用し、安全性が高いです。  
容量： 250ml

標準価格 ¥9,180 (税別)