

DAIEI
Angel

MOBILE CART CARRELLO

モバイルカート・トローリー

ASTRA

MADE IN ITALY



DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.
10-17,kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

■金属加工技術に長けた医療用家具メーカー、イタリア ASTRA 社製モバイルカート。

■重厚感のある電気亜鉛メッキ銅板製のポディーは、高い耐腐食性があります。

■表面は強靱な塗膜を形成するポリエステル樹脂粉体塗装の美しい仕上がりです。

■可動性の高いキャスターを備え、カートの移動も簡単です。

テーブル上段

広めに作業スペースを設けることで、診療機器だけではなく、消耗品なども十分に置くことができます。



アース付き 3P コンセントが 2 口あり側面のケーブルホルダーで医療機器の配線をきれいに束ねる事ができます。



テーブル下段

下段テーブルは角度をつけることで、フットペダルなどが取りやすい設計にしています。

- 名称：モバイルカート・トローリー
- 寸法：全体 W400×D430×H780mm
上段 W390×D377mm
中段 W350×D263mm
下段 W400×D430mm
- 重量：16kg
- 材質：亜鉛メッキ銅板
- カラー：ホワイト/グリーン
- コンセント：3P コンセント×2 (計 1500W迄)
- コード長さ：2m

標準価格 59,000 円 (税別)

DAIJI *Angel* 大榮歯科産業株式会社

お問い合わせ

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897