

義歯専用
仕上げ用艶出し研磨剤
Flex Polishing series

Flex Shine Pro

Full denture
Partial denture
Non-clasp denture

フレックスシャインプロはアクリルレジンから軟質の熱可塑性レジンまで全ての義歯用レジン最終仕上げにご使用いただける研磨剤です。技工レース用の固形タイプとチェアサイド用のペーストタイプをご用意しています。




Flex Shine Pro

フレックスシャインプロ



200g 入



80g 入

レース用

一般医療機器 歯科用研磨器材
27B3X00139000088

主にラボサイドでご使用いただくレース用固形タイプです。レースバフとの馴染みも良く、少量で滑沢なツヤが得られます。


Flex Shine Pro Paste

フレックスシャインプロペースト



50g 入

一般医療機器 歯科用研磨器材
27B3X00139000089



HP 用

主にチェアサイドでご使用いただくHP用のペーストタイプです。油分多めで高回転でも焼き付きが起こりにくく、短時間で滑沢なツヤが得られます。

※本製品の仕様およびデザインは予告なく変更となる場合がございます。

DAIEI Angel 大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897