

循環式+加圧式 両用サンドブラスター



**CYCLE
JUNIOR II**
サイクルジュニアII

**CYCLE
JUNIOR III**
サイクルジュニアIII



循環式
研磨材を循環させてムダを省く

加圧式
高圧で研磨材を噴射、表面処理用に

便利・経済的

循環ノズルで埋没材落とし等の大まかな処理をした後、加圧ノズルに切換えて表面処理を行う、などの使い方ができるサンドブラスターです。



サイクルジュニアII 循環ペン+加圧ペン1本

サイクルジュニアIII 循環ペン+加圧ペン2本

特長

- 循環ペン
 - ・研磨材の消費を抑える循環方式。
 - ・ハンドピース部で噴射力の調整が可能。
 - ・ハンドピースはホルダーに固定して使用する事も可能。
- 加圧ペン
 - ・吸引方式に比べ噴射力抜群の加圧方式を採用。
- 院内ラボにも適したコンパクト設計。
- 視窓の曇り防止に、取り替え簡単な防護シートを装備。

仕様

本体寸法 : W345×D350×H400mm
 電源 : AC100V 30W
 重量 : II→10kg III→11kg
 研磨材の噴出量 : 循環ペン50g/10秒 (エア圧 0.5MPa) 加圧ペン8g/10秒
 作動エア : 0.29~0.69MPa (3~7kgf/cm²)

一般的名称: 歯科技工用加圧埋没機 分類: クラスI 許可/届出番号: 27B3X00209000006(II) 27B3X00209000007(III)

付属品

- 循環用研磨材
 - サンド研磨材(荒) 1.4kg
 - サンド研磨材(細) 1.6kg
- 加圧用研磨材
 - ガラスビーズ(G-32) 小袋
 - 酸化アルミナ(A-22) 小袋*
- エアフットスイッチ
- 集塵布フィルター(ゴム栓付)
- 視窓防護シート
- 配管用具一式

*サイクルジュニアIIIにのみ付属

別売品

- 循環用研磨材
 - 酸化アルミナ(A-10) 3kg
- 視窓防護シート(100枚入)

製造販売元

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒1121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897
<https://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。