

DAIEI
Angel

ショット式研磨機

SHOT BLAST EZ



PAT. (特許取得済)

研磨工程を簡素化し
短時間で鏡面仕上に



価格等の情報は
こちらから

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

ショットブラストEZは弾性樹脂研磨材を使用し(特許取得済)、研磨物の表面性状を損なわずに微細な研磨を実現した研磨材射出型研磨機です。

駆動は電気モーターによるショット方式で、エアブラスト方式に比べ射出効率が高く、短時間で研磨作業が完了します。また、研磨材は再生処理により繰り返しお使い頂くことができます。

再生作業は簡単で、メンテナンスにもご負担をおかけしません。

対象研磨物

金属床

→ 通常の研磨が困難な、チタン床は特に有効です。

クラウン・ブリッジ

→ 深い陰線形態の咬合面でも再現性の高い研磨が可能です。硬質レジン等も同時に研磨出来ます。

レジン床

→ 粘膜面の適合を損なわず滑沢にすることが出来、デンチャーの装着がスムーズになります。

仕様

一般的名称	歯科技工用金属表面加工器
機器の分類	一般医療機器
届出番号	27B2X00306K00024
エア圧	0.3~0.6Mpa
入力電源	AC100V 50/60HZ
最大定格	500W
寸法	W310×H760×D410mm
本体重量	36kg



研磨状態

金属床



ブリッジ



研磨前

中仕上げ

鏡面仕上げ



研磨作業

研磨材

※ ショットブラスト本体には研磨材は付属していません。用途に応じて2種類の研磨材のうち、いずれかをご購入の上、ご使用ください(1台で2種類を使い分けることはできません)。



研磨材 中仕上げセット (GC)

(中仕上げ用研磨材1L、中仕上げ用再生微粉500g、研削液100ccc)



研磨材 鏡面仕上げセット (ダイヤ)

(鏡面仕上げ用研磨材1L、鏡面仕上げ用再生微粉50g、研削液100ccc)

2023. 03

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL:06-6441-3332 FAX:06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅田2丁目21-1 TEL:03-6806-3981 FAX:03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL:052-731-0610 FAX:052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市南区津井町10-21 第5西田ビル2C TEL:092-473-7567 FAX:092-473-4897

<http://www.dai-ri-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。