

自在集塵ホース

フレキシブルマウス

ホースの径が変わる！

- ・自在にホースの形状を変える事が出来、空中での固定も可能。
- ・ホースの径を変える事が出来るので、接続が容易。

フレキシブルマウス
(ホース1m・マウスキャップ・アミ付)

延長ホース(1m毎)

Φ40用接続金具



小型集塵器接続

卓上使用



空間を利用出来るので
邪魔にならない



丸めて収納



延ばして空中で固定

折りたたみ式防塵スタンド

ガラススタンド

ルーペ付き

- ・自由に角度を変える事ができる防塵スタンド。
- ・折りたたんで収納できるので場所を取りません。
- ・ルーペは大口径アクリル製ピントレス(焦点合わせ不要)レンズを使用しているの見易く、眼が疲れません。
- ・フレキシブルマウスと合わせて使用すると効果抜群。


ガラススタンド
(ルーペ付き)

交換板ガラス


↓固定して使用されたい方はコチラ

ガラススタンドDX集塵ホース付セット
(ガラススタンド+集塵ホース+机固定板)

※机に固定して、底から集塵する事が出来ます。



ルーペは着脱可能



寸法 W160×D220mm
レンズ径 Φ120mm(約2倍)

DAIEI
Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

価格等の情報は
こちらから →



2023. 03