

スーパーソニック

VS-F100

■デジタルタイマーや排水コックも付いた使い勝手の良い洗浄機です。

■発振周波数自動変調によりキャビテーション効果と洗浄力をアップ

【仕様】

本体寸法： W290×H245×D208mm

浴槽寸法： W240×H100×D140mm

電源入力： AC100V 50/60Hz

消費電力： 80W

重 量： 5kg

発振周波数： 44kHz

高周波出力： 120W（最大値）



【別売品】

洗浄用バスケット

500cc ビーカー

ビーカーホルダー

超音波洗浄機

スーパーソニック

VS-70ES

■使い勝手の良い長方形型の浴槽と 70W の高い洗浄力。

■30 分まで連続運転できるタイマー付きです。

【仕様】

本体寸法： W271×H185×D159mm

浴槽寸法： W170×H80×D100mm

電源入力： AC100V 50/60Hz

消費電力： 40W

重 量： 2.5kg

発振周波数： 38.5kHz

高周波出力： 75W（最大値）



関連材料

強力洗浄液

Super Clean

スーパークリーン

■超音波洗浄機専用ルージュクリーナー。

■溶解力の持続性が高く経済的。

●2L

【特長】

- ・金属表面に光沢を与える。
- ・ホコリがつきにくい。
- ・バフカスや油脂の溶解力が高い。
- ・水洗後の水きれがよい。
- ・貴金属に対する腐食性が低い。
- ・保存性が良く、溶解力の持続性が長く経済的。



【用途】

歯科用貴金属・合金・各種バー・インスツルメントの洗浄。

石膏溶解剤

HI-MELT

ハイメルト

■石膏溶解剤。溶解力が長期間持続します。

●2L

【特長】

- ・溶解状態が一目で確認できます。
- ・溶解能力が高いので、長期間使用することが可能です。
- ・レジン、歯科用金属等に対して、為害作用はありません。

【用途】

義歯、鑄造物等に付着した石膏および石膏系埋没材の溶解。
ダウエルピン、インスツルメント等器具類の溶解洗浄。



価格等の情報は
← こちらから

2023. 10

DAIEI 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897