



KATAOKA  
DENTAL ZIRCONIA  
RAINBOW

かたおかデンタルジルコニアレインボー



片岡 繁夫 先生

プロデュース

1972年 行岡医学技術専門学校歯科技工士科卒業

1984年 大阪セラミックトレーニングセンター開校

1989年 (有)片岡セラミック開業



価格等の情報は  
こちらから

KATAOKA  
DENTAL ZIRCONIA

## RAINBOW

かたおかデンタルジルコニアレインボー

RAINBOW

強度・透明度の異なる3層からなる7色の色彩が  
グラデーションされたジルコニアディスク

## レインボーの特徴

## 3層7色のグラデーション

42%~50%の透明度のあるグラデーションで自然感のある補綴物を作り出します。  
ステインテクニックを施すことで、より個性的な補綴物を作製することができます。  
A1はDentinステインを行うことでA2を表現することができます。  
同じくA2はDentinステインを行うことでA3のシェードを作ることができます。

## 強い曲げ強度

高い強度でブリッジにも対応しています。  
曲げ強度700~1100MPaでチッピングが少なく、耐久性の優れた補綴物を制作  
することができます。

## ステインテクニックの手順

ベース色で色彩は表現されていますが、少量のステインを加えることで色彩に変化  
をもたらします。

## 3種類のかたおかデンタルジルコニア



レインボー



フラワー



キャンバス

## レインボー（厚み12mm、14mm、16mm、18mm）

「強度、透明度」の異なる三層に、透明層を含め七色の色彩がグラ  
デーションされたジルコニアディスクです。  
ステインテクニックで表現力の豊かなジルコニアクラウンを製作  
できます。

## フラワー（厚み14mm、18mm、22mm）

半透明ピンク系のジルコニアディスクで陶材を盛るベースで生命  
感の表現を目指すのに適したジルコニアディスクです。  
強度 1100MPa 透明度 45%

## キャンバス（厚み14mm、18mm、22mm）

不透明白色のジルコニアディスクで、カスタムアパットメントや  
ステインテクニックのベースとしてのディスクです。  
強度 1100MPa

## ◆仕様

名称(色調)	厚み
レインボー (A1・A2)	12mm 14mm 16mm 18mm
フラワー (A1・A2)	14mm 18mm 22mm
キャンバス(ホワイト)	14mm 18mm 22mm

## ◆レインボーの強度・透明感

	レインボーの強度	レインボーの透明感
上層	700MPa	50%
中間層	900-1000MPa	45%
下層	1100MPa	42%

## ◆規格

クラス分類	管理医療機器
一般的名称	歯科切削加工用セラミックス
販売名	かたおかデンタルジルコニア
医療機器認証番号	230AGBZX00121000
直径	Φ98.5mm

製造販売元

大栄歯科産業株式会社

2024.01

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C FAX.052-731-0626