

火山灰研磨材

Angel V POLISH
エンゼル V ポリッシュ価格等の情報は
こちらから

硬質アクリルレジンから軟質の熱可塑性樹脂まで幅広いレジン材の粗～仕上げ磨き用にご使用いただけます。多孔質で鋭利な突起物がない「火山灰」を主成分としており、研磨物に細かいキズを付けず短時間で研磨を行うことが可能です。

■火山灰研磨材 ANGEL V POLISH

	色調	平均粒径 (μm)	比重 (g/cm ³)	容量
粗目	白色	180	0.18 ~ 0.23	750g
細目	淡黄色	70	0.18 ~ 0.23	750g
細々	淡白色	30	0.5 ~ 0.8	1200g

■成分 シリカ 酸化カリウム 酸化ナトリウム
酸化アルミナ ヘマタイト

■使用上の注意事項

- ・本材使用時には防塵マスクや保護眼鏡、換気装置を使用して下さい。
- ・目に入った場合は十分に洗眼して目薬を点し、取れない時は眼科医の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合は肌荒れの原因となるので水洗いをして下さい。
- ・粉塵が舞うのでエアージェンでの除去はお止め下さい。
- ・万一吸入した場合は充分にうがいをして下さい。



一般的名称：歯科用研磨器材 分類：クラスI 届出番号：27B2X00306D00002

各種レーズブラシ・バフ

レーズ用ブラシ

UFO レーズブラシ

- 木軸を採用したレーズブラシです。ブラシ密度が高く、効率よく研磨ができます。

一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
許可 / 届出番号：27B2X00306C00001
ブラシ：豚毛
各 12 個入



エンゼルレーズブラシ

- プラスチック軸を採用しており、空転が少なくスムーズに使用できます。

一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
許可 / 届出番号：27B2X00306A00001
ブラシ：豚毛
各 12 個入



エンゼルナイロンブラシ

- 研磨材入りナイロン繊維ブラシ。高い植毛技術により、最後までしっかりと使えます。

一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
許可 / 届出番号：27B2X00306A00003
ブラシ：ナイロン繊維
各 1 個入



エンゼルチャモイスブラシ・ホイール

- 鹿革ブラシ：コシのある鹿革をブラシ状にすることでデンチャーの歯頸部や細かい形状もスムーズに研磨できます。
- 鹿革ホイール：綿バフのようにばらけることなく光沢仕上げができます。

一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
許可 / 届出番号：27B2X00306A00002
各 1 個入



フレックスタスクホイール

- 片面がシリコンでコーティングされているソフトモスリンバフ。
- エンゼルVポリッシュとの相性も良く、短時間で滑沢に仕上がります。
- 消耗時に取り外し可能なリングは長く使用でき、経済的です。
- ノンメタルクラスデンチャー専用

一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
許可 / 届出番号：27B2X00041000219
1 個入



フレックスフェザーバフ

- ふわふわで超軟質素材のため、やわらかい軟性レジン表面にも傷を付けず、優しいタッチで滑沢に仕上がります。
- また、弊社研磨材との馴染みも抜群です。

一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
許可 / 届出番号：27B2X00306D00003
各 1 個入



2023. 03

Angel 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

お問い合わせ