

DAIEI  
*Angel*

CAD/CAM用スキャンングスプレー

# Angel Scan Spray

エンゼルスキャンスプレー

極小パウダー  
3 $\mu$  (0.003mm)




200ml入

価格等の情報は  
こちらから ➡



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

## 「3 $\mu$ の極小パウダー」が精密スキャンをサポート



### 薄い被膜で確実なスキャンが可能



ダブルスキャンテクニックやアバットメントなどにエンゼルスキャンスプレーを軽く拭きかけることで精密なスキャンを行なう事ができます。



- **スキャン専用**として製品開発。
- 特殊ノズルから**3ミクロン (0.003mm) のパウダー**を噴射し、補綴物やワックスパターン等を極薄被膜でコーティング。
- 極小のパウダーは**簡単に洗浄で落とす**事が出来ます。
- **噴射ムラや粉詰りを抑えた設計**。



製品名：エンゼルスキャンスプレー  
クラス分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科技工用光学印象採得補助材料  
届出番号：27B2X00306DE0001

製造販売元

DAIEI **Angel 大榮歯科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

販売店

2023. 03