

Thermoforming Machine

# DUAL FORMER II



本体寸法：W285×H440×D280mm  
 電源電圧：AC100V 50/60Hz  
 電力：400W  
 本体重量：10kg  
 安全装置：異常加熱防止装置  
 加圧使用：0.19～0.59MPa  
 吸引使用：700mmHg  
 一般的名称 歯科技工用成型器  
 分類 クラスI  
 許可 / 届出番号 27B2X00306K00008

## 最大 6 気圧での使用が可能な高精度の加圧形成

マージンラインなどを忠実に再現し、精度の高いマウスガード・スプリントなどが製作出来ます。複数のシート材を積み重ねて、加圧形成する事も可能です。

## 簡便な操作手順でスピーディな仕上がりの吸引形成

サーキュレーターを内蔵し、瞬時に真空吸引を行う事が可能です。個人トレー・ベースプレート製作、シートワックスの圧接等に適しています。



# サーモフォーミング材料一覧

## ●マウスガード材 丸型 φ120mm (EVA製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	
005400	マウスガード材	透明	マウスガードポジショナー	1.0mm	20枚	
005401				1.5mm		
005402				2.0mm		
005403				3.0mm		
005404				4.0mm		
00541001	マウスガード材カラー	蛍光赤	マウスガードポジショナー	3.0mm	10枚	
00541002						蛍光緑
00541003						蛍光黄
00541004						青
00541005						黄
00541006						黒
00541007						白
00541008						ピンク
00541009						赤
00541010						ミント
00541011						金
00541012						銀
00541013						紺
00541014						緑
00541015						薄紫
00541016						水色
00541017						ワインレッド
00541018						オレンジ
005411	18色					
0054201	マウスガード材カラー コビ	黄黒黄	マウスガードポジショナー	3.0mm	3枚	
0054202						白青白
0054203						赤青赤
005421						3種
0054251	マウスガード材カラー トリオ	黒赤金	マウスガードポジショナー	3.0mm	3枚	
0054252						青白赤
0054253						赤緑青
005426						3種

歯科用咬合スプリント/クラスⅠ / 13B2X00065000167  
\* = 在庫限り

## ●個人トレー材 丸型 φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005461	※ 個人トレー材	ピンク	個人トレー	2.0mm	15枚
005463	個人トレー材	透明	ベースプレート	3.0mm	10枚
005465	個人トレー材	ピンク	ハンドル		50個
005467	個人トレー材接着剤				20ml

※歯科印象トレー用レジン/クラスⅠ / 13B2X00065000173  
\* = 在庫限り

### 関連材料

005490

- フィニッシングリキッド  
マウスガードの表面仕上げ剤  
容量：250ml

005428

- マウスガードポスター  
待合室掲示用

## ●マウスガード材 PO 角型 129×129mm (ポリルフィイン製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005615	マウスガード材 PO レギュラー	透明	マウスガードポジショナー	2.0mm	3枚
005601				3.0mm	
005602				4.0mm	
005616	マウスガード材 PO ハード	透明	マウスガードポジショナー	2.0mm	3枚
005603				3.0mm	
005604				4.0mm	
005617				2.0mm	
005605				3.0mm	
005606				4.0mm	
005618				2.0mm	
005607				3.0mm	
005608				4.0mm	
005619				2.0mm	
005609				3.0mm	
005610				4.0mm	
005620	2.0mm				
005611	3.0mm				
005612	4.0mm				
005621	2.0mm				
005613	3.0mm				
005614	4.0mm				

歯科咬合スプリント用材料/クラスⅠ / 34B3X00004R20201

## ●スプリント材 丸型 φ120mm

コード番号	商品名	接着性	用途	厚み	枚数
005436	スプリント材 超硬質 ※①	有	オルザル スプリント 矯正装置 テンプレート	0.5mm	25枚
005435				0.75mm	20枚
005437				1.0mm	25枚
005438				1.5mm	30枚
005439				2.0mm	20枚
005432				3.0mm	10枚
005445	スプリント材 軟質 ※②	無	ナイトガード 硬質マウスガード	3.0mm	10枚
005452	スプリント材 タブル ※③	硬質側 有	オルザル スプリント等	2.0mm	10枚
005451				3.0mm	
005453				4.0mm	

歯科用咬合スプリント/クラスⅠ / ※①13B2X00065000169  
※②13B2X00065000168  
※③13B2X00065000176

## ●コーピング材 丸型 φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005470	コーピング材 ソフト ※①	乳白色	コーピング	0.45mm	40枚
005474				0.65mm	40枚
005478				0.80mm	40枚
005473				1.0mm	30枚
005475	コーピング材 ハード ※②			0.6mm	40枚
005476				0.8mm	40枚
005480	コーピング材スパーサー	赤	スパーサー	0.1mm	100枚

歯科用パターンレジン/クラスⅠ / ※①13B2X00065000182  
※②13B2X00065000186  
※③13B2X00065000176

## ●ブリーチングトレー材 丸型 φ120mm

コード番号	商品名	接着性	用途	厚み	枚数
005500 ※①	ブリーチング材 ハード	有	ドロッピング	0.5mm	25枚
005501 ※②	ブリーチング材 ソフト	無	リテーナー	1.0mm	20枚

歯科印象トレー用レジン/クラスⅠ / ※①13B2X00065000172  
※②13B2X00065000171

# 減圧保管容器



### 仕様

- 寸法 φ160×103mm
- 容器材質 ポリプロピレン樹脂
- 付属品 吸引用ポンプ シリカゲル

※円型シート専用です。

- 容器内の空気をポンプで抜いて減圧し、シリカゲルと共に密閉することで、スプリント用シートなど吸湿しやすい素材を乾燥状態で保管することができます。
- シート加熱時の気泡の発生を抑え、良好な圧接を行うことが可能です。
- 吸湿して加熱時に気泡が発生するシートも保管後、2週間程度で乾燥状態に戻ります。

# 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897  
<http://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。