

# マウスガード材 P<sup>◎</sup> レギュラー

# マウスガード材 P<sup>◎</sup> ハード

ポリオレフィンには緩衝性、耐熱性、防湿性に富み、加工性、安全性にも優れた弾性樹脂材料です。

成型温度範囲が  
広いので圧接や  
研磨が容易



青 黄 赤 白 黒 透明

優れた  
衝撃吸収性と  
耐久性

吸水性が低く  
無味無臭

製造販売元：シージーケー株式会社 一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 医療機器届出番号：34B3X0004R20201

## ■ マウスガード材 P O （角型 129×129mm）

- ショア硬度 **P Oレギュラー : 77**  
**P Oハード : 86**

カラーシートは耐衝撃性に富んだハードタイプをご用意しており格闘技、ラグビー等競技者が接触するコンタクトスポーツに適しております。

- 圧接操作温度範囲 **85 ~ 230℃**

耐熱性の高いポリオレフィンには切削加工が容易で表面も整え易いです。

また、吸湿性もほぼゼロなので、使用していても汚れや臭いが付き難く衛生的です。



← 価格等の情報は  
こちらから

商品名	種類	用途	厚み	枚数
マウスガード材 POレギュラー	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚
			3.0mm	
			4.0mm	
マウスガード材 POハード	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚
	白			
	黒		3.0mm	3枚
	赤			
	青		4.0mm	3枚
	黄			

# DAIEI Angel シート材一覧

## ● マウスガード材 丸型 Φ120mm (EVA製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005400	マウスガード材	透明	マウスガード ポジションナー	1.0mm	20枚
005401				1.5mm	
005402				2.0mm	
005403				3.0mm	
005404				4.0mm	
00541001	マウスガード材 カラー	蛍光赤	マウスガード ポジションナー	3.0mm	10枚
00541002		蛍光緑			
00541003		蛍光黄			
00541004		青			
00541005		黄			
00541006		黒			
00541007		白			
00541008		ピンク			
00541009		赤			
00541010		ミント			
00541011		金			
00541012		銀			
00541013		紺			
00541014		緑			
00541015		薄紫			
00541016		水色			
00541017		ワイルド			
00541018		オレンジ			
005411		18色		3.0mm	18枚
0054201	マウスガード材 カラー コピー	黄黒黄	マウスガード ポジションナー	3.0mm	3枚
0054202		白青白			
0054203		赤青赤			
005421		3種			
0054251	マウスガード材 カラー トリオ	黒赤金	マウスガード ポジションナー	3.0mm	3枚
0054252		青白赤			
0054253		赤緑青			
005426		3種			

歯科用咬合スプリント/クラスI / 13B2X00065000167  
\* = 在庫限り

## ● マウスガード材 PO 角型 129×129mm (ポリリブイン製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005615	マウスガード材 PO レザー	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚
005601				3.0mm	
005602				4.0mm	
005616	マウスガード材 PO ハード	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚
005603				3.0mm	
005604				4.0mm	
005617				白	
005606				黒	
005618				赤	
005607				青	
005608				黄	
005619				黒	
005609				赤	
005610				青	
005620				黄	
005611				黒	
005612				赤	
005621	青				
005613	黄				
005614	黒				

歯科咬合スプリント用材料/クラスI / 34B3X00004R20201

## ● スプリント材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	装着性	用途	厚み	枚数
005436	スプリント材 超硬質 ※①	有	オルガル スプリント 矯正装置 フェラー	0.5mm	25枚
005435				0.75mm	20枚
005437				1.0mm	25枚
005438				1.5mm	30枚
005439				2.0mm	20枚
005432		3.0mm	10枚		
005445	スプリント材 軟質 ※②	無	ナイトガード 硬質マウスガード	3.0mm	10枚
005452	スプリント材 ダブル ※③	硬質側 有	オルガル スプリント等	2.0mm	10枚
005451				3.0mm	
005453				4.0mm	

歯科用咬合スプリント/クラスI / ※①13B2X00065000169  
※②13B2X00065000168  
※③13B2X00065000176

## ● 個人トレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005461	個人トレー材	ピンク	個人トレー	2.0mm	15枚
005463		透明	ベースプレート	3.0mm	10枚
005465	個人トレー材 ハンドル	ピンク			50個
005467	個人トレー材接着剤				20ml

※歯科印象トレー用レジン/クラスI / 13B2X00065000173  
\* = 在庫限り

### 関連材料

005490

- フィニッシングリキッド  
マウスガードの表面仕上げ剤  
容量： 250ml

005428

- マウスガードポスター  
待合室掲示用

## ● コーピング材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005470	コーピング材 ソフト ※①	乳白色	コーピング	0.45mm	40枚
005474				0.65mm	40枚
005478				0.80mm	40枚
005473				1.0mm	30枚
005475				0.6mm	40枚
005476	コーピング材 ハード ※②			0.8mm	40枚
005480	コーピング材スパーサー	赤	スパーサー	0.1mm	100枚

歯科用パターンレジン/クラスI / ※①13B2X00065000182  
※②13B2X00065000186

## ● ブリーチングトレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	装着性	用途	厚み	枚数
005500	ブリーチングトレー材ハード	有	ドロッパー	0.5mm	25枚
005501	ブリーチングトレー材ソフト	無	リナー	1.0mm	20枚

歯科印象トレー用レジン/クラスI / ※①13B2X00065000172  
※②13B2X00065000171

2023.08