

# 指ゆびガード

研磨作業時の指先保護のための技工用指サック。  
素材には、銀合金と反応して変色の原因となる硫黄分が含まれていません（脱硫処理済）。  
ポイントへの巻き込みが起こり難く、耐久性も良好です。



特大



大



中



小

20本入



価格等の情報は  
こちらから

2023.03

発売元

**DAIEI**  
**Angel 大榮齒科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897