

HP 用特殊合成繊維製研削材

DAIEI
Angel


ANGEL KIZUTORI POLISHER

エンゼルキズ取りポリッシャー

チタンをサクッと研磨




研磨作業工程



研磨前

研磨後



4つの特長

- チタン表面のキズをさっと除去
- 適度な弾性により、研磨表面をなめらかに
- 研磨時間を短縮
- チタン・コバルト等硬質金属の他、パラにも使用可能



価格等の情報は
← こちらから

HP 用特殊合成繊維製研削材

ANGEL KIZUTORI POLISHER
エンゼルキズ取りポリッシャー

- チタン・コバルトなど硬質金属の粗〜中仕上げ用
- ホイール型 HP 3本入

一般的名称 歯科用研磨器材
分類 クラスⅠ
許可/届出番号 13B3X00108000602

製造販売元 株式会社クロダプロダクツ

2022. 12

販売元 **Angel 大栄歯科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897