

循環式サンドブラスター（ペンタイプ）



CYCLE BLASTER Jr.

サイクルブラスターJr.

DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN



価格等の情報は
こちらから

サイクルブラスター Jr. は、小型の循環式サンドブラスターで、ノズルは、固定して使うことも、ペンシルタイプとして使うこともできます。研磨材は、荒、細、2 種類のガラスビーズが付属しているので、用途に応じてお選びいただくことができます。

特 長

- 研磨材の補充がいらない循環方式。
- 院内ラボにも適したコンパクト設計。
- 噴射力抜群で、サンド処理がスムーズ。
- 視窓の曇り防止に、取り替え簡単な防護シートを装備。
- ハンドピース部で噴射力の調整が可能 (LOW HI)、オプションの減圧コックでさらにデリケートな処理にも対応。

ノズルを固定して使用



ペンシルタイプとして使用



付属品

- サンド研磨材(荒) 1.4kg
- サンド研磨材(細) 1.6kg
- 防塵型モーメンタリーフットスイッチ
- 集塵布フィルター(ゴム栓付)
- 視窓防護シート
- 配管用具一式

別売品

- 研磨材 酸化アルミナ(A-10) 3kg
- 視窓防護シート(100 枚入)

仕 様

本 体 寸 法 : W360×H380×D350mm *突起部分を含む
電 源 : AC100V 30W
重 量 : 7kg
研磨材の噴出量 : 10 秒あたり 50g(エア圧 0.49MPa)
作 動 エ ア : 0.3~0.7MPa(3~7kgf / cm²)

一般的名称: 歯科技工用金属表面加工器 分類: クラス I 届出番号: 27B2X00306K00005

製造販売元

2025. 05

DAIEI
Angel 大栄歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。