

DAIEI
Angel

エンゼル レーズ

ねばりある高速

Angel Lathe



DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.

最近のレーズに求められる事は、高速回転です。

エンゼルレーズは高速回転と強いトルクを兼ね備え、しかも使い易さを形に表現しました。本機の竹の子を外すタッチレバーを45°後方へ向ける事で、研磨作業中邪魔なレバーを気にすることなく作業が続けられ、作業能率が向上します。



仕様

寸法	W410×H205×D190 (mm)
重量	10kg
回転	0~8500r.p.m (無負荷最高)
制御	ボリュームコントロール
安全回路	5A サーキットブレーカー
電力	AC100V 2.4A (60/50Hz)

付属

竹の子	(左右)	各1個
ドリルチャック		1個
木ネジ	(本体固定用)	4本

☆ 別売品

フットスイッチ

メインスイッチのON-OFF操作をフットスイッチで行います。

UFOブラシ

エンゼルレーズブラシ『UFO』は洗練された材料(桜の良材・豚毛)を使用した新しいタイプのレーズブラシです。

UFO形状は一段と使い易く用途が広がります。

マルチブルー

万能艶出し研磨材マルチブルーは、研磨と艶出しの二重の効果が期待でき、作業能率を一段と向上させます。

マルチブルーは金属・レジンを兼用の研磨材です。

ハイサンド

界面活性剤を最小限に抑えた研磨砂で、レジンを仕上げ研磨にご利用頂けます。

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897