


カラーソフトトレー

金属フレームに樹脂コーティングした一般有歯顎用印象トレーです



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.




価格等の情報は
こちらから

カラーソフトトレ

特長

- 口腔内での感触がソフト。
- トレークリーナーを使用せずに、手で印象材を簡単に剥がすことができます。
- 底面は強固、後縁部は適度な柔軟性のある構造です。
- 日本製。

仕様



一般医療機器 歯科印象採得用トレ 届出番号 11B3X10002000040
 製造販売元 片瀬工業株式会社 埼玉県所沢市山口257-5

注意事項

お控えいただくこと

- ◆印象材を剥がす際に鋭角器具を使用しないこと。
- ◆60℃以上の加熱を避け、オートクレーブなどで処理しないこと。
- ◆トレークリーナーを使用しないこと。

消毒について

- ◆消毒は薬液をご使用ください。

※樹脂加工製品のためお取扱いにご注意ください。

関連商品



歯科用寒天印象材カートリッジタイプ

- 寒天に液体アルギン酸を配合し、アルギン酸印象材との接着性を高めました。
- 弾力性強化により、ちぎれ強さを実現。
- カートリッジ48本入 (1.7ml / 1本)

管理医療機器 歯科用寒天印象材 承認番号 219ADBZX00070000
 製造販売元 株式会社クラーク 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2



発売元

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

<https://www.daiei-dental.jp>

2024.05