

人にやさしい カラーソフトトレー

PAT.P



# カラーソフトトレー

カラーソフトトレーは、金属母材に高級ソフトポリエチレン樹脂をコーティングし、鮮明な色彩と柔らかさを感じさせる新しい感覚の一般有歯顎用トレーです。

従来金属製トレーをそのまま口腔内に挿入する違和感から開放され、極めて自然に印象を採得する事ができます。



## 特長

- 口腔内接触が大変ソフトです。
- 印象材の剥離が手で簡単に行えます。
- 衛生上の安全度が優れています。
- 印象採得時の保持力（測定値 4～4.5kg）に耐えられます。
- 底面が強固で後縁部は適当な柔軟性があり、印象採得時の顎堤に応用でき変形がありません。
- 把手部は、堅牢で圧力が加えられます。

## 注意事項

（本製品は、樹脂加工品の為  
下記の取扱に注意する事）

- ① 印象材の剥離には、金属製スパチュラ・石膏ヘラ・ワイヤーブラシ等の、鋭角器具は絶対に使用しない事。
- ② 火気に直接触れない事。
- ③ 60℃以上の消毒（乾熱滅菌・煮沸消毒・オートクレーブ等）は避ける事。
- ④ 消毒は、薬剤を使用する事。
- ⑤ トレークリーナーの使用は避ける事。

## 仕様

- S・M・L 上下顎（6入） セット
- 単品（SS・S・M・L 上下） 各々
- 前歯用（上下顎 2入）
- 局部用（左右 2入）

一般医療機器 届出番号 11B3X10002000040

発売元

## 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897