

卓上型超音波洗浄器

## スーパーソニック VS-F100

ワイドな洗浄槽と低騒音ながら100Wの洗浄力。  
デジタルタイマーや排水コックも付いた  
使い勝手の良い洗浄器です。

### 仕様

- ◇ 電源・電圧：AC 100V 50/60Hz 200W
- ◆ 高周波出力：100W
- ◇ 発振周波数：50kHz
- ◆ 洗浄槽寸法：W 240 × D 140 × H 100 (mm)
- ◇ 本体 寸法：W 290 × D 208 × H 245 (mm)
- ◆ タイマー：1~30分 (デジタル式)
- ◇ 重 量：5.0Kg
- ◆ 付 属 品：本体フタ・電源コード(2m)・2Pアダプタ



**本体定価 98,000円**

### 別売品

- 洗浄用バスケット (網カゴ) 定価 6,000円
- 500ccビーカー 定価 1,400円
- ビーカーホルダー (2個用) 定価 3,200円

卓上小型超音波洗浄器

## スーパーソニック CS-55

ボディはステンレス製で腐食に強く、  
コストパフォーマンスに優れた機種です。  
ビーカー・ビーカーホルダー付属。

### 仕様

- ◇ 電源・電圧：AC 100V 50/60Hz 75W
- ◆ 高周波出力：55W
- ◇ 発振周波数：35kHz
- ◆ 洗浄槽寸法：W 140 × D 130 × H 80 (mm)
- ◇ 本体 寸法：W 165 × D 155 × H 205 (mm)
- ◆ タイマー：1~15分 (ゼンマイ式)
- ◇ 重 量：2.0Kg
- ◆ 付 属 品：500ccビーカー・ビーカーホルダー  
電源コード(1.5m)・2Pアダプタ



**本体定価 45,000円**

# 大榮歯科産業株式会社

本 社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897