

循環式サンドブラスター（ペンタイプ）



CYCLE BLASTER Jr.

サイクルブラスターJr.

一般名称	歯科技工用金属表面加工器
分類	クラスⅠ
許可/届出番号	27B3X00209000005

サイクルブラスター Jr. は、小型の循環式サンドブラスターで、ノズルは、固定して使うことも、ペンシルタイプとして使うこともできます。

研磨材は、荒、細、2 種類のガラスビーズが付属しているので、用途に応じてお選びいただくことができます。

特 長

- 研磨材の補充がいらない循環方式。
- 院内ラボにも適したコンパクト設計。
- 噴射力抜群で、サンド処理がスムーズ。
- 視窓の曇り防止に、取り替え簡単な防護シートを装備。
- ハンドピース部で噴射力の調整が可能 (LOW⇄HI)、オプションの減圧コックでさらにデリケートな処理にも対応。



ノズルを固定して使用



ペンシルタイプとして使用



付属品

- サンド研磨材(荒) 1.4kg
- サンド研磨材(細) 1.6kg
- 防塵型モーメンタリーフットスイッチ
- 集塵布フィルター(ゴム栓付)
- 視窓防護シート
- 配管用具一式

別売品

- 減圧コック
- 研磨材 酸化アルミナ(A-10) 3kg
- 視窓防護シート(100 枚入)

仕 様

本 体 寸 法 : W300×H380×D330mm
電 源 : AC100V 50VA
重 量 : 7kg
研磨材の噴出量 : 10 秒あたり 50g(エア圧 0.49MPa)
作 動 エ ア : 0.3~0.7MPa(3~7kgf / cm²)

大 榮 歯 科 産 業 株 式 会 社

本 社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897
<http://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。