





一般医療機器 届出番号27B3X0020900006



一般医療機器 届出番号27B3X00209000007





## 循環式

研磨材を循環させて ムダを省く

# 加圧式

高圧で研磨材を噴射、 表面処理用に

循環ノズルで埋没材落とし等の大まかな処理をした後、 加圧ノズルに切換えて表面処理を行う、などの使い方ができるサンドブラスターです。



### 特長

- ●循環ペン
- ・研磨材の消費を抑える循環方式。
- ・ハンドピース部で噴射力の調整が可能。
- ・ハンドピースはホルダーに固定して使用する事も可能。
- ●加圧ペン
- ・吸引方式に比べ噴射力抜群の加圧方式を採用。
- ●院内ラボにも適したコンパクト設計。
- ・ 覗窓の墨り防止に、取り替え簡単な防護シートを装備。

#### 仕 様

本 体 寸 法:W345×D350×H400mm

電 源:AC100V 30W

重 量: II→10kg III→11kg

研磨材の噴出量:循環ペン50g/10秒 (エアー圧 0.5MPa) 加圧ペン8g/10秒

作動エアー:0.29~0.69MPa(3~7kgf/cm²)

#### 付属品

- ●循環用研磨材 サンド研磨材(荒)1.4kg サンド研磨材(細)1.6kg
- ●加圧用研磨材 ガラスビーズ (G-32) 小袋 酸化アルミナ (A-22) 小袋\*\*
- ●エアーフットスイッチ
- ●集塵布フィルター(ゴム栓付)
- ●覗窓防護シート
- ●配管用具一式
- ※サイクルジュニアΙΙΙ にのみ付属

#### 別売品

- ●循環用研磨材
- 酸化アルミナ(A-10)3kg
- ●覗窓防護シート(100枚入)

# 大榮歯科産業株式会社

本 社 〒550-0003 大阪市西区京町掘1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510t\*ル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897