

VIBRATOR

バイブレーター

強力バイブレーター



強力バイブレーター

強力バイブレーターは、ロータリースイッチによる振動の強・中・弱と切替えスイッチによる振幅のLow-Highにより6段階切替えを可能にしました。

例えば、弱のLow振動は、ワックスパターンに直接スパチュラや筆で埋没材を流す時に良く、強のHigh振動は、大量の埋没材や石膏の脱泡に大変役立ちます。

防振マットは、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。

本体の高さをより低く（102ミリ）設計し、使い易くしました。

■仕様■

寸 法	W210×D175×H102ミリ	重 量	6kg
電 力	AC100V 50/60Hz 1A	作 動	(強・中・弱) × (Low-High) 6段階切替え
定 格	10分	許 可 番 号	阪用92

一般医療機器 届出番号27B3X00209000020