

マウスガード材 P[○] レギュラー マウスガード材 P[○] ハード

ポリオレフィンには緩衝性、耐熱性、防湿性に富み、加工性、安全性にも優れた弾性樹脂材料です。

成型温度範囲が
広いので圧接や
研磨が容易



青 黄 赤 白 黒 透明

優れた
衝撃吸収性と
耐久性

吸水性が低く
無味無臭

製造販売元：シージーケー株式会社 一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 医療機器届出番号：34B3X0004R20201

■ マウスガード材 P[○] （角型 129×129mm）

● ショア硬度

P[○]レギュラー : 77

P[○]ハード : 86

カラーシートは耐衝撃性に富んだハードタイプをご用意しており 格闘技、ラグビー等競技者が接触するコンタクトスポーツに適しております。

● 圧接操作温度範囲 85 ～ 230℃

耐熱性の高いポリオレフィンには切削加工が容易で表面も整え易いです。

また、吸湿性もほぼゼロなので、使用していても汚れや臭いが付き難く衛生的です。

商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
マウスガード材 P [○] レギュラー	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
			3.0mm		2,820
			4.0mm		2,940
マウスガード材 P [○] ハード	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
	白				
	黒				
	赤		3.0mm	3枚	2,820
	青				
	黄				
			4.0mm	3枚	2,940

●マウスガード材 丸型 Φ120mm (EVA製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005400	マウスガード材	透明	マウスガード ポジションナー	1.0mm	20枚	7,000
005401				1.5mm		8,200
005402				2.0mm		7,000
005403				3.0mm		6,200
005404				4.0mm		11,000
00541001	マウスガード材 カラー	蛍光赤	マウスガード ポジションナー	3.0mm	10枚	7,600
00541002		蛍光緑				
00541003		蛍光黄				
00541004		青				
00541005		黄				
00541006		黒				
00541007		白				
00541008		ピンク				
00541009		赤				
00541010		ミント				
00541011		金				
00541012		銀				
00541013		紺				
00541014		緑				
00541015		薄紫				
00541016		水色				
00541017		ワインレッド				
005411		17色		3.0mm	17枚	12,920
0054201	マウスガード材 カラー コンビ	黄黒黄	マウスガード ポジションナー	3.0mm	3枚	6,500
0054202		白青白				
0054203		赤青赤				
005421		3種				
0054251	マウスガード材 カラー トリオ	黒赤金	マウスガード ポジションナー	3.0mm	3枚	6,900
0054252		青白赤				
0054253		赤緑青				
005426		3種				

歯科咬合用スプリント/クラスⅠ / 13B2X00065000167

●個人トレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005461	※ 個人トレー材	ピンク	個人トレー ベース プレート	2.0mm	15枚	3,500
005462		透明		3.0mm	30枚	4,200
005463					10枚	4,200
005465	個人トレー材	ピンク			50個	6,300
005466	ハンドル	透明				3,950
005467	個人トレー材接着剤				1本	2,300

※歯科印象トレー用レジン/クラスⅠ / 13B2X00065000173

関連材料

- フィニシングリキッド
マウスガードの表面仕上げ剤
容 量： 250ml 定価 ¥9,180 (税別)
- シート材接着剤
マウスガードとスプリントの接着剤
軟質素材と硬質素材を接着することができます。
容 量： 10ml 定価 ¥5,000 (税別)
- マウスガードケース
マウスガードの形状に合わせたコンパクトなケース
パール色 定価 ¥150 (税別)

歯科咬合用スプリント/クラスⅠ / 13B2X00065000170

●マウスガード材 P O 角型 129×129mm (ポリルフィン製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005615	マウスガード材 PO レギュラー	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
005601				3.0mm		2,820
005602				4.0mm		2,940
005616	マウスガード材 PO ハード	透明	マウスガード ポジションナー	2.0mm	3枚	2,670
005603				3.0mm		2,820
005604				4.0mm		2,940
005617		白		2.0mm		2,670
005605				3.0mm		2,820
005606				4.0mm		2,940
005618		黒		2.0mm		2,670
005607				3.0mm		2,820
005608				4.0mm		2,940
005619		赤		2.0mm		2,670
005609				3.0mm		2,820
005610				4.0mm		2,940
005620		青		2.0mm		2,670
005611				3.0mm		2,820
005612				4.0mm		2,940
005621		黄		2.0mm		2,670
005613				3.0mm		2,820
005614				4.0mm		2,940

歯科咬合用スプリント/クラスⅠ / 34B3X0004R20201

●スプリント材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	装着性	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005434	スプリント材 超硬質 ※①	有	オールザル スプリント	0.5mm	20枚	4,600
005435			矯正装置	0.75mm		6,200
005430			矯正装置	1.0mm		7,050
005433			矯正装置	1.5mm	15枚	9,550
005431			矯正装置	2.0mm		8,500
005432				3.0mm	10枚	8,620
005445	スプリント材 軟質 ※②	無	ナイトガード 硬質マウスガード	3.0mm	10枚	6,600
005452	スプリント材 ダブル ※③	硬質側 有	オールザル スプリント等	2.0mm	10枚	8,400
005451				3.0mm		11,500
005453				4.0mm		12,000

歯科咬合用スプリント/クラスⅠ / ※①13B2X00065000169

※②13B2X00065000168

※③13B2X00065000176

●コーピング材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005470	コーピング材 軟質※①	乳白色	コーピング	0.45mm	40枚	4,300
005474		青		0.65mm		5,500
005471		乳白色		0.80mm		6,600
005478		青				
005472		乳白色		1.0mm		5,700
005473	コーピング材 硬質※②	乳白色		0.6mm		4,500
005475		乳白色		0.8mm		5,500
005476						
005480	コーピング材スパーサー	赤	スパーサー	0.1mm	100枚	6,300

歯科印象トレー用レジン/クラスⅠ / ※①13B2X00065000174

※②13B2X00065000175

●ブリーチングトレー材 丸型 Φ120mm

コード番号	商品名	装着性	用途	厚み	枚数	価格(税別)
005500 ※①	ブリーチングトレー材ハード	有	ドラッグ リナー	0.5mm	20枚	6,550
005501 ※②	ブリーチングトレー材ソフト	無		1.0mm		6,550

歯科印象トレー用レジン/クラスⅠ / ※①13B2X00065000172

※②13B2X00065000171

(2015.02)