


折りたたみ式防塵スタンド

ガラススタンド

ルーペ付き

特長

- ・自由に角度を変える事ができる防塵スタンド。
- ・折りたたんで収納できるので場所を取りません。
- ・ルーペは大口径アクリル製ピントレス（焦点合わせ不用）レンズを使用しているの見易く、眼が疲れません。
- ・フレキシブルマウスと合わせて使用すると効果抜群。



注意

- ・ルーペを直射日光の当る所に放置したり、太陽やハロゲンランプ等を直視しないで下さい。
- ・ガラスの取扱には注意して下さい。ガラスが曇ったら付属の六角レンチを使ってネジ2箇所をはずし、新しいものと交換して下さい。

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897