

ガラススタンド

ルーペ付き


- ・自由に角度を変える事ができる防塵スタンド。
- ・折りたたんで収納できるので場所を取りません。
- ・ルーペは大口径アクリル製ピントレス（焦点合わせ不用）レンズを使用しているので見易く、眼が疲れません。

ガラススタンド
(ルーペ付き)


¥8,300- (税別)

交換板ガラス

¥1,650- (税別)



ルーペは着脱可能



寸法 W160×D220mm
レンズ径 Φ120mm (約2倍)

折りたたみ式防塵スタンド

ガラススタンドDX

集塵ホース付セット



- ・作業台に集塵ホースを取付け、必要に応じてガラススタンドが着脱出来るようになります。
- ・ガラススタンドは普段は収納しておけるので、作業の邪魔になりません。



集塵自在ホース 固定台

ガラススタンドDX
(集塵ホース付セット)

¥14,500- (税別)



固定台 W160×D220mm (両面テープ付)
集塵自在ホース 1.5m

大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897