


信頼のマーク  
**DAIEI**  
*Angel*



**WAX成形器**

—— 歯科用ワックス成形器 ——

# **WAX INJECTOR**

ワックスインジェクター

**DAIEI DENTAL PRODUCT CO., LTD.**  
10-17, Kyomachibori 1-chome, Nishiku, Osaka-550, Japan.

# WAX INJECTOR

ワックスインジェクター

ワックスインジェクターは、色々なスプルーや、バー・クラスプ等の、線ワックスを  
必要な時、必要な量だけ、簡単に自作する事ができます。



## 特長

- 1 色々なノズルを利用し、簡単に線ワックスが作製できます。
- 2 ノズルを加工し、オリジナルの線ワックスが作製できます。
- 3 硬・軟質のワックスを調合し、粘度・弾性度等、使用目的に応じて作製できます。
- 4 追加形成が簡単に行え、ワックスのムダをなくします。
- 5 豊富な別売ノズルは、0.8～7.0mmまでの円ワックスが自作できます。

### ■仕様

最大寸法	450mm
最小寸法	275mm
ハンドル寸法	265mm
取付板巾	40mm以下

### ■付属

#### ノズル

円	φ0.5	φ1.0	φ2.0	φ5.0
半円	2mm	3mm		
他	リンガルバータイプ パラタルバータイプ			
ノズル交換用レンチ				
ハンドル ゴム枠				

### ■別売

円	φ0.8	φ1.5	φ2.5	φ3.0
	φ3.5	φ4.0	φ7.0	
半円	1.5mm			

## 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897