



ACKURETTA

幅広い3Dプリント材に  
適した重合力を発揮する。

High Grade UV OVEN

# UV光重合器





## UV光重合器

大きく見やすいデジタルパネル、シンプルで操作しやすい設計です。サイズはコンパクトで置く場所を選びません。従来の蛍光灯ではなくLEDによるUV照射機能はプリント部分に最大限の光の放射輝度を提供します。また、UV電球は省電力かつ長寿命な設計です。従来のUV重合機に比べお求めやすい価格帯で提供いたします。

電源：100-240VAC 50/60Hz 電圧：MAX65W 寸法：高さ150×幅200×奥行216mm 重量：3.3kg	電輸送及び保管条件 周囲温度：-10℃～+70℃ 湿度：10%～90% 大気圧：500hPa～1060hPa
動作環境 周囲温度：+10℃～+40℃ 湿度：30%～90% 大気圧：700hPa～1060hPa	時間プログラム 10秒～9分50まで変えられます

医療機器製造販売届出番号：13B2X00065000245

**オープン・マテリアル・システムにより各社のプリント用レジンが使用可能!**



Ackurettaの優れたオリジナルのQuraシリーズとの組み合わせでプリンターは最適に機能します。不透明な光学特性と耐久性を備えたフォトポリマー樹脂で、プリントに最適です。



材料は、最適なスキャニングのために滑らかで硬い表面を持つ高精度レジンです。高精度、高硬度、高強度の高速印刷用に設計されています。



歯科矯正および補綴用の歯科作業模型を製造するための光硬化性樹脂。形状安定性、耐破損性、耐摩耗性、耐湿性、耐光性に優れています。



販売元

**Angel 大榮 歯科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510c/48F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中区千代田2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

製造販売元



グローバルな視点で歯科を考える

**リンクカイ株式会社**

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階  
TEL：03-3359-4321 FAX：03-3353-8403

[www.rinkai-tokyo.co.jp](http://www.rinkai-tokyo.co.jp)

リンクカイ

検索