

DAIEI
Angel

今ならなんと
+3個増量中

技工用ハンドピースを
粉塵から守る



5枚羽根で気流を発生させ、
粉塵を寄せ付けにくい構造



CHUCK GUARD

エンゼル チャック ガード

お持ちのバーに装着するだけで
チャック内部への異物の侵入を
抑え、修理のリスクを低減



赤/5個入



青/5個入

標準価格：各 1,380 円 (税別)

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN