

技工用ハンドピースを 粉塵から守る

DAIEI
Angel

360°

5枚羽根で気流を発生させ、
粉塵を寄せ付けにくい構造



CHUCK GUARD

エンゼル チャック ガード

お持ちのバーに装着するだけで
チャック内部への異物の侵入を
抑え、修理のリスクを低減



赤/5個入



青/5個入



サンプル依頼受付中!!

ハンドピースバー専用(2.35φ)

DAIEI
Angel 大榮齒科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897