



Angel

White Bur


エンゼルホワイトバー

高耐久性
低帯電性
高切削力
低熱伝導率

知らなかった...早く言ってよ...



NEW




NEW

品番	WC1C	WC1M	WC1F
粗さ	コース	ミディアム	ファイン
最大径	Φ6	Φ6	Φ6
刃部長さ	14.5mm	14.5mm	14.5mm
標準価格	¥3,000	¥3,000	¥3,000
目的	S	D/M/N/S/A	D/M/N/S/A

使用目的


D:アクリルデンチャー M:マウスガード N:ノンクラスプデンチャー R:ソフトリベース材
S:石膏 W:WAX A:アライナー P:3Dプリンター C:シリコン J:人工歯



品番	WC2M	WC4M	WC3M	WC4MFZ	WC4MZ
粗さ	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアムファイン	ミディアム
最大径	Φ6	Φ4	Φ6	Φ4	Φ4
刃部長さ	14.5mm	14.5mm	20mm	13mm	13mm
標準価格	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥4,000	¥4,000
目的	D/M/N	D/M/N	D/N	M/N/A	M/N



品番	WS1M	WS4M	WC1MCZ	WC1MZ	WM17M
粗さ	ミディアム	ミディアム	コースミディアム	ミディアム	ミディアム
最大径	Φ6	Φ4.3	Φ6	Φ6	Φ6 (Φ0.9)
刃部長さ	14.5mm	14.5mm	14.5mm	14.5mm	下14mm/上4mm
標準価格	¥3,000	¥3,000	¥4,000	¥4,000	¥4,800
目的	R/C	R/C	M/N	M/N/A	M/A/J



品番	WC6Z	WC14MZ	WC15MZ	WC11CZ	WC13CZ
粗さ	ミディアム	ミディアム	ミディアム	コース	コース
最大径	Φ2.8	Φ2.3	Φ2.3	Φ2.3	Φ1.6
刃部長さ	2.8mm	14mm	13mm	17mm	8mm
標準価格	¥4,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
目的	W	N/W/P	N/W/P	D/N	A

使用目的
 D:アクリルデンチャー M:マウスガード N:ノンクラスプデンチャー R:ソフトリベース材
 S:石膏 W:WAX A:アライナー P:3Dプリンター C:シリコン J:人工歯

注) 表記されている規格及び標準価格、販売終了に関しましては予告無く変更される可能性がありますのでご了承ください。
 2024.11