

軟化圧接成形器

デュアルフォーマーII 標準価格 278,000 (税別)

- 加圧形成でマージンラインなどを忠実に再現し、精度の高いマウスガード・スプリントなどが制作できます。複数のシート材を積み重ねて、加圧形成することをも可能です。
- 吸引形成はサーキュレーター内蔵で瞬時に真空吸引を行うことが可能です。個人トレー・ベースプレート製作、シートワックス圧接などに適しています。

●寸 法 W285×H440×D280mm

●電源電圧 AC100V 50/60Hz

●電 力 400W

●重 量 10kg

●加圧範囲 0.19~0.59Mpa

●吸 引 力 700mmHg

一般的名称 歯科技工用成型器

分 類 クラスI

許可/届出番号 27B2X00306K00008



※画像は製作イメージです。



技工器械 決算キャンペーン

開催期間 ▶ 2023.2.1 - 3.20

詳しくはホームページへ →



熱可塑性レジン射出成型機 フレックスプレス

標準価格 OPEN

- 義歯床用熱可塑性レジンの「溶解-射出-保圧」までワンタッチの操作で自動成型を行うことが出来ます。
- 溶解器内蔵でありながら非常にコンパクトな設計で設置場所を選びません。
- 材料ごとの重合プロファイルを最大8パターン記録できます。
- 開りんしやすい特別設計のフラスコを採用しています。



※画像は製作イメージです。

●寸 法 W280×H430×D250mm

●供給電源 VAC100 50/60Hz

●定格電源 700VA

●重 量 13.15kg

一般的名称 歯科技工用成型器

分 類 クラスI

許可/届出番号 27B2X00306MY0001

重合プロファイル設定範囲

溶解温度0~340℃、溶解時間1分~60分、保圧時間1分~60分、最大気圧1.0Mpa



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

スチームクリーナー・電気炉



ロコモ 標準価格 298,000(税別)

- コンパクト設計で省スペース。
- 別売りハンガーがあれば壁掛けも可能。
- 小型でもスチームの噴射力は抜群。

●寸 法 W295×H245×D166mm
●電 力 100V・1450W
●重 量 12kg
一般的名称 歯科技工用形成器具
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00003



MD-R1 標準価格 288,000(税別)

- 700℃まで最短約 15 分で昇温 (空焼)。
- クラウン・ブリッジ、鋳造床、チタンクラウン、3Dプリンターのキャストパターンなど 10 通りの昇温プログラムを搭載。
- 予約タイマーは最長 99 時間 99 分まで設定可能。

●本体寸法 W295×H390×D390mm
●炉内寸法 W140×H95×D200mm
●電 力 AC100V・1100W
●重 量 17kg
一般的名称 歯科技工用リング焼却炉
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00028



G3-01 標準価格 498,000(税別)

- φ90 リングが 4 個収納できるワイドな炉内に 3 面ヒーターを採用し、均一に安定した温度分布による昇温が可能です。
- 800℃まで 30 分 (無負荷時) で昇温するクイックモードと三段階までの保留が可能なプログラム 5 バターンを登録可能。
- 現在時刻を表示 (24 時間計) するデジタルクロックを内蔵しており、任意の時刻で予約タイマーを設定できます。

●本体寸法 W380×H480×D500mm
●炉内寸法 W200×H120×D240mm
●電 力 100V・1400W
●重 量 32kg
一般的名称 歯科技工用リング焼却炉
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00027

埋没・鋳造関連機器



Vmixing-D 標準価格 170,000(税別)

- 攪拌カップのハネは練り込み効果と、かき混ぜ効果を兼ねた合理的な形状になってます。
- 真空ポンプ内蔵式に比べメンテナンス性に優れ、日々のお手入れも簡単に行っていたことができます。
- 攪拌カップ大 (500ml) 小 (250ml) 各 1 個付属

●寸 法 W214×D188×H299mm
●重 量 5.6kg
●使用エア圧 0.5 ~ 0.6MPa
一般的名称 歯科技工用真空攪拌器
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00001



バブルリムーバーV 標準価格 135,000(税別)

- 縦型専用加圧埋没機で金属床用リングが 2 個収納 (加圧) できます。
- 簡単に取り外しができるバスケット付。

●外 寸 法 W282×D180×H350mm
●内 寸 法 φ145×H218mm (φ130×H95 リング 2 個収納)
●重 量 14.5kg
●電 力 0.2 ~ 0.5MPa
一般的名称 歯科技工用加圧埋没機
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00017



エンゼルキャスター 標準価格 178,000(税別)

- 95 度になる二重振り子アームにより、初速 (遠心力) が倍加します。
- 大・小 2 種類のルツボ、各種鋳造リングが付属しており、様々なケースに対応します。

●寸 法 (回転時) φ385×H220mm
●重 量 5kg
●付 属 品 ST リング 円錐台 *1 ~ 5 大・小ルツボ
一般的名称 歯科技工用鋳造関連器具
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00011

サンドブラスター



サンデックス V 標準価格 298,000(税別)

- 集塵装置内蔵金属床用サンドブラスター。
- 扉の開閉に連動した集塵用エアノズルの動きにより、作業ボックス内の粉塵を庫外に逃がしません。

●寸 法 W350×H570×D385mm
●電 力 AC100V・120W
●作業エア 0.3 ~ 0.7MPa
●重 量 15kg
一般的名称 歯科技工用金属表面加工器
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00014



サイクルブラスター Jr. 標準価格 168,000(税別)

- 研磨材の補充がいない循環方式。
- 院内ラボにも適したコンパクト設計。
- 噴射力抜群でサンド処理がスムーズ。
- 覗窓の曇り止め防止に保護シートを装備。

●寸 法 W300×H380×D330mm
●重 量 7kg
●作業エア 0.3 ~ 0.7MPa
●電 力 100V・30W
一般的名称 歯科技工用金属表面加工器
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00005



サイクルジュニア II 標準価格 218,000(税別)

- サイクルシリーズの循環加圧対応のスタンダードモデル。
- 循環ノズルは固定式とペンシルタイプどちらでも使用可能。
- 加圧式ブラスターは噴射力抜群で掘り出しまでが非非常にスムーズ。
- 用途に合わせた研磨材ラインナップをご用意。

●寸 法 W345×H400×D350mm
●重 量 10kg
●作業エア 0.29 ~ 0.69MPa
●電 力 AC100V・30W
一般的名称 歯科技工用金属表面加工器
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00006



*循環式+加圧式タンク2つを
搭載した 3 ペンタイプの
サイクルジュニア II
標準価格 ¥298,000(税別)

用途に合わせ、
各種ご用意しております。

研磨機器



輝 標準価格 620,000(税別)

- インレー・クラウン・ブリッジ・クラスプ・バー・金属床等の研磨を短時間でいきます。
- 経済的で衛生的、更に機能面でも充実した卓上自動研磨機。

●寸 法 W270×H460×D430mm
●電 力 100V・90W
●重 量 21kg
一般的名称 歯科技工用電気レーズ
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00018



Angel Lathe-D 標準価格 125,000(税別)

- 無段階変速でのスピード調節が可能です。
- 安全性を追求したネジ式ホルダー。
- 掃除しやすいフラットタイプパネル採用。

●寸 法 W300×D170×H198mm
●重 量 約 9.6kg
●電圧電力 AC100V 50/60Hz
●消費電力 0.20kVA
●高速回転数 無段階 (0 ~ 10,000rpm)
●定格トルク 2kgfcm (10,000rpm)
一般的名称 歯科技工用電気レーズ
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00002



ショットブラスト EZ 標準価格 750,000(税別)

- 特殊弾性樹脂研磨材 (PAT) を使用し、研磨物表面の形状を損なわずに微細で滑沢な研磨を実現した射出式研磨機です。
- 用途として、金属床 (チタン床は尚可)、レジン床 (粘膜面の適合性を損なわずに滑沢にする) は特に有効です。
- また、ク라운ワークにおいても、硬質レジンやブリッジの咬合面などの仕上げ研磨に効果を発揮します。

●外 寸 法 W310×H760×D410mm
●重 量 36kg
●作業エア 0.3 ~ 0.6MPa
●電 力 100V・500W
一般的名称 歯科技工用金属表面加工器
分 類 クラスⅠ
許可 / 届出番号 27B2X00306K00024

Angel 大榮歯科産業株式会社

本 社 〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿 1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池 南 2 9-2 4 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前 3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

お問い合わせ