

接触時の衝撃から口腔内を守る！

Angel 今だけ！ SALE

ポリオレフィン マウスガード材
2023.7.1 ~ 2023.9.20

豊富なラインナップ
選べる6カラー、21種類

ポリオレフィンとは同一素材で熱溶着が容易！
接着剤を使わずにラミネートタイプや
コンビネーションタイプに成型可能です。

シート厚みタイプ別使用例

2.0 mm ラミネート、ナイトガード

3.0 mm シングルレイヤー、ラミネート、ナイトガード

4.0 mm 噛み込みの強い方、ハードコンタクトスポーツをされる方



角型 129×129mm (ポリオレフィン製)

コード番号	商品名	種類	用途	厚み	枚数
005615	マウスガード材 PO レザー	透明	マウスガード ポジション	2.0mm	3枚
005601				3.0mm	
005602				4.0mm	
005616		透明		2.0mm	
005603				3.0mm	
005604				4.0mm	
005617		白		2.0mm	
005605				3.0mm	
005606				4.0mm	
005618		黒		2.0mm	
005607				3.0mm	
005608				4.0mm	
005619	マウスガード材 PO ハード	赤	マウスガード ポジション	2.0mm	3枚
005609				3.0mm	
005610				4.0mm	
005620		青		2.0mm	
005611				3.0mm	
005612				4.0mm	
005621		黄		2.0mm	
005613				3.0mm	
005614				4.0mm	

通常標準価格 (税別)

2 mm 3 枚入 2,640 円

3 mm 3 枚入 2,820 円

4 mm 3 枚入 2,940 円

枚数限定
特別価格



軟化圧接成型器

「デュアルフォーマーⅡ」

通常標準価格 278,000 円 (税別)

さらにセール期間中
ご新規応援パックもご用意！
ぜひこの機会にご検討ください！



ポリオレフィン マウスガード材

3 枚 × 4 パック

製造販売元：シージーケー株式会社

歯科咬合スプリント用材料 一般医療機器 34B3X00004R20201

デュアルフォーマーⅡ

歯科技工用成型器 一般医療機器 27B2X00306K00008

※角型 (129×129 mm) のシート材です。既成マウスガードタイプではございません。

※デュアルフォーマーⅡパックは、シート材の色、厚みのご指定はできません。

※予定販売枚数に達し次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

DAIEI Angel 大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276

東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387

名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

製品に関する
お問い合わせは
こちらから



詳細情報は
こちらから

