


お!? いつものと なんかちがう

エンゼルシリコンポイント

**Angel
Silicone
Points**



- POINT 1 低価格帯**
- POINT 2 高研削力**
- POINT 3 高耐久性**



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.


10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

研磨砥粒含有
貴金属合金研磨仕上げ用
エンゼルシリコンポイント

Angel Silicone Points



対象材料：金合金、パラジウム合金、銀合金



DM-13

オールマイティーな研磨に



DM-13S

小窩裂溝の研磨などに

極細
仕様

【包装】HP用 10本入、60本入

最大許容回転数 30,000rpm以下



▲最薄部：約0.2mm
■最厚部：約2mm

極薄
仕様

DM-10

隣接面の研磨などに



極厚
仕様

DM-11

形態修正などに

【包装】HP用 8本入、50本入

最大許容回転数 30,000rpm以下

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

一般的名称 歯科用ゴム製研磨材
分類 一般医療機器
許可/届出番号 27B2X00306W00003



価格などの情報は
こちらから