

歯科技工用電気レーズ

Angel Lathe-D

DAIEI
Angel



価格等の情報は
こちらから

High speed
Powerful torque

別売品

ディスクホルダー 右用、左用
パーホルダー 右用、左用

安全性を追求したネジ式ホルダー



ホルダーをネジ式にすることにより、
使用中の緩みや脱落がなく、高速回転、
強いトルクがかかった時にも安全に使用
できます。

無段階変速でのスピード調節



回転を調整するツマミ目盛りを刻むこと
で、正確な回転を一目で確認できます。
高回転で使用した場合にも、余裕をもっ
て操作できます。

掃除しやすいフラット式パネル



スタートスイッチ、ストップスイッチに
フラットパネルを採用することで、お手
入れがしやすく、異物の混入による故障
を防ぎます。

仕様

- | | | | |
|---------|------------------------|------------|------------------------|
| ■ 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ■ クラス分類 | 一般医療機器 |
| ■ 消費電力 | 0.20kVA | ■ 一般的名称 | 歯科技工用電気レーズ |
| ■ 最高回転数 | 10,000rpm | ■ 医療機器届出番号 | 27B2X00306M00002 |
| ■ 回転範囲 | 無段階
(0 ~ 10,000rpm) | ■ 付属品 | パフホルダー (タケノコ)
右用、左用 |
| ■ 外形寸法 | W300×D170×H198mm | | |
| ■ 質量 | 約 9.6kg | | |

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

関連商品

レーズ用ブラシ・バフ

UFO レーズブラシ

- 木軸を採用したレーズブラシです。ブラシ密度が高く、効率よく研磨ができます。

一般的名称：歯科用研磨器材
 分類：クラスⅠ
 許可 / 届出番号：27B2X00306C00001
 ブラシ：豚毛
 各 12 個入



1列 2列 3列 4列

エンゼルレーズブラシ

- プラスチック軸を採用しており、空転が少なくスムーズに使用できます。

一般的名称：歯科用研磨器材
 分類：クラスⅠ
 許可 / 届出番号：27B2X00306A00001
 ブラシ：豚毛
 各 12 個入



1列 2列 3列

エンゼルナイロンブラシ

- 研磨材入りナイロン繊維ブラシ。高い植毛技術により、最後までしっかりと使えます。

一般的名称：歯科用研磨器材
 分類：クラスⅠ
 許可 / 届出番号：27B2X00306A00003
 ブラシ：ナイロン繊維
 各 1 個入



2列 3列

エンゼルチャモイスブラシ・ホイール

- 鹿革ブラシ：コシのある鹿革をブラシ状にすることでデンチャーの歯頸部や細かい形状もスムーズに研磨できます。

- 鹿革ホイール：綿バフのようにばらけることなく光沢仕上げができます。

一般的名称：歯科用研磨器材
 分類：クラスⅠ
 許可 / 届出番号：27B2X00306A00002
 各 1 個入




2列 3列 ホイール

フレックスタスクホイール

- 片面がシリコンでコーティングされているソフトモスリンバフ。
- エンゼルVポリッシュとの相性も良く、短時間で滑沢に仕上がります。
- 消耗時に取り外し可能なリングは長く使用でき、経済的です。
- ノンメタルクラスデンチャー専用

一般的名称：歯科用研磨器材
 分類：クラスⅠ
 許可 / 届出番号：27B2X00041000219
 1 個入




フレックスフェザーバフ

- ふわふわで超軟質素材のため、やわらかい軟性レジン表面にも傷を付けず、優しいタッチで滑沢に仕上がります。

- また、弊社研磨材との馴染みも抜群です。

一般的名称：歯科用研磨器材
 分類：クラスⅠ
 許可 / 届出番号：27B2X00306D00003
 各 12 個入



3インチ

2.5インチ

製造販売元

DAIEI
Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

お問い合わせ

2023. 08