

Ti-Max Z / Ti-Max X Series

等速ハンドピース キャンペーン

キャンペーン期間

2024

3/21 ▶ 6/20

掲載製品の詳しい情報はこちら



<ナカニシ製> 等速ハンドピース

特別価格でご提供いたします

Ti-Max Z



ライト付 Z25L 標準価格 ¥126,000

- 最高回転速度:40,000 min⁻¹
- グラスロッドライト
- プッシュボタン式チャック
- コントラバー用(ø2.35)
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- クリーンヘッドシステム
- 水フィルター内蔵
- シングルスプレー

Ti-Max X



ライト付 X25L 標準価格 ¥111,000

ライト無し X25 標準価格 ¥83,000

- 最高回転速度:40,000 min⁻¹
- グラスロッドライト
- プッシュボタン式チャック
- コントラバー用(ø2.35)
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- クリーンヘッドシステム
- シングルスプレー

ライト付 X65L 標準価格 ¥111,000

ライト無し X65 標準価格 ¥60,000



- 最高回転速度:40,000 min⁻¹
- グラスロッドライト
- ハンドピースパー用(ø2.35)
- コントラバー用(ø2.35)
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- クリーンヘッドシステム
- シングルスプレー

DURAGRIPコーティング



純チタン製ボディーの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するプラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により様々なグローブでも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。

クリーンヘッドシステム



販売名:ティーマックス ZC 認証番号:222ALBZX00006000 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器
 販売名:ティーマックス XC 認証番号:219ALBZX00013000 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器
 販売名:ティーマックス XS 認証番号:219ALBZX00014000 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ナカニシ社製品販売代理店

製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

DAIEI Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6906-3381 FAX.03-6906-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897