

DAIEI  
**Angel**

# White Bur

エンゼルホワイトバー

ANGEL WHITE BUR  
CHARACTER  
FESTIVAL

# キャラフェス

2025/3/10~5/20

第1弾

# SPECIAL PRICE

期間限定で全製品にカード型台紙付



マウスガードなどのゴム素材やアライナーやノンクラスデンチャーなどのプラ素材の切削にオススメ!



エンゼルホワイトバーの刃は  
ジルコニア製だから

低帯電性で粉塵を寄せ付けない

刃がシャープだから 高切削力

低熱伝導率だからサクサク削れる

サビないから 高耐久



# 研磨道



品番	WC1C	WC1M	WC1F	WC2M	WC4M	WC3M
粗さ	コース	ミディアム	ファイブ	ミディアム	ミディアム	ミディアム
最大径	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ6
刃部長さ	14.5mm	14.5mm	14.5mm	14.5mm	14.5mm	20mm
標準価格	¥3,000 <b>SALE</b>					
目的	S	D/M/N/S/A	D/M/N/S/A	D/M/N	D/M/N	D/N



品番	WC4MFZ	WC4MZ	WS1M	WS4M	WC1MCZ	WC1MZ
粗さ	ミディアムファイン	ミディアム	ミディアム	ミディアム	コースミディアム	ミディアム
最大径	Φ4	Φ4	Φ6	Φ4.3	Φ6	Φ6
刃部長さ	13mm	13mm	14.5mm	14.5mm	14.5mm	14.5mm
標準価格	¥4,000 <b>SALE</b>	¥4,000 <b>SALE</b>	¥3,000 <b>SALE</b>	¥3,000 <b>SALE</b>	¥4,000 <b>SALE</b>	¥4,000 <b>SALE</b>
目的	M/N/A	M/N	R/C	R/C	M/N	M/N/A



品番	WM17M	WC6Z	WC14MZ	WC15MZ	WC11CZ	WC13CZ
粗さ	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	コース	コース
最大径	Φ6 (Φ0.9)	Φ2.8	Φ2.3	Φ2.3	Φ2.3	Φ1.6
刃部長さ	下14mm/上4mm	2.8mm	14mm	13mm	17mm	8mm
標準価格	¥4,800 <b>SALE</b>	¥4,000 <b>SALE</b>	¥3,000 <b>SALE</b>	¥3,000 <b>SALE</b>	¥3,000 <b>SALE</b>	¥3,000 <b>SALE</b>
目的	M/A/J	W	N/W/P	N/W/P	D/N	A

使用目的 D:アクリルデンチャー M:マウスガード N:ノンクラスプデンチャー R:ソフトリベース材  
S:石膏 W:WAX A:アライナー P:3Dプリンター C:シリコン J:人工歯

販売名: ジルコニアホワイトバー 一般医療機器 歯科用研削器材 届出番号: 27B2X00306W00002

注) 表記されている規格及び標準価格、販売終了に関しましては予告無く変更される場合がございますのでご了承ください。

