

歯科医院専用3Dプリンター

ULTRACRAFT ChairSide

6つの特徴

- ① コンパクトで簡単操作
- ② 高速プリントで1 Day Treatment
- ③ 高精度で安定した再現性
- ④ 院内内製化に適したプロセス
- ⑤ 手を汚さない洗浄硬化作業
- ⑥ ライセンスフリーのソフト

Smart and User-friendly
Your Chairside Assistant

NEW



3Dプリンター
ChairSide SET
(ChairSide/AirWash/AirCureフルセット)

標準価格 **¥1,550,000** (税別)



▶ 製品動画 

ULTRACRAFT ChairSide

造形サイズ	124.8×70.2×70mm
XY Native Pixel	96μm
寸法精度	±37.5-±48μm
XPR Pixel	48μm
造形方式	DLP光造形
硬化波長	385nm
光源寿命	30,000hours
本体サイズ	336×528×601mm
本体重量	26.5kg
タッチパネルサイズ	177.8mm
電源電圧	100-240V AC,50/60Hz,300w



一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 08B2X00005000050

ULTRACRAFT AirWash

洗浄容量	6Models
洗浄時間	10分以下
推奨アルコール	95%エタノール イソプロパノール
貯液容量	1L
本体サイズ	390×405×350mm
重量	13.5kg
電源電圧	100-240V AC,50/60Hz



ULTRACRAFT AirCure

硬化容量	6Models
硬化時間	10分以下
本体サイズ	310×300×245mm
重量	6kg
硬化方法	水中
電源電圧	100-240V AC,50/60Hz



一般医療機器 歯科技工用重合装置 08B2X00005000031

お問い合わせフォーム FAX: 03-6806-3387

☐資料請求 ☐詳細説明 ☐デモ説明 ☐お見積り ☐その他

()

お名前

歯科医院様名

〒

ご住所

電話番号

メールアドレス

販売店名/支店/担当者

QRフォームからでもOK!



※ご記入いただく個人情報につきましては、本申し込みの管理、その他情報提供のみに使用いたします。また、個人情報保護法の趣旨に則り適切に管理・お取り扱いし、法令に定める例外事項に該当する場合を除き、皆様からの同意を得ずに、第三者へ提供する事はありません。

製造販売元
株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田3262-3

販売元

Angel 大榮歯科産業株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567