



貼付式模型台専用瞬間接着剤

模型貼り付け用 接着剤

液体状
超高粘度

NET.100g

貼付式模型台に石膏模型を接着する際に使用する瞬間接着剤には、液体状からゼリー状まで様々なものが用いられていますが、
本品は模型作業の際の作業効率と接着力に着目し適度な粘性、硬化時間と強固な接着力を持たせた、模型貼り付け作業専用瞬間接着剤です。

逆手に持って接着剤を塗布し易い、大容量の100g入りボトルを採用し、別売りのシリコンチップ（ハケタイプ）をノズルに装着すれば、接着剤を幅広に延ばして塗布できます。

●模型貼り付け用 接着剤 100g 標準価格：3,600 円（税別）


●瞬間接着剤用シリコンチップ 近日発売



※石膏模型は十分に乾燥した上でお使いください



手に馴染みやすい100g入りボトルを採用



別売品のシリコンチップを装着すれば更に使い易い

火気厳禁 要換気 危険物第4類第3石油類 危険等級Ⅲ